


## 光の干渉縞観察器 FSL-C2

光の干渉縞が はっきり観察 できる!





※レーザボックスを2mの距離に置いた時の様子

四種スリットを使った光の干渉実験が手軽に行えるように、レーザ装置・目盛付き スクリーン・スリット2枚がセットになっています。(収納ボックス入り)





- ・緑色レーザは視認性が良いため、赤色レーザと同じ強度でも、半暗室でも観察・測定が可能です。
- ・レーザボックスにスリットスライド用レールがついているため,スリットの交換や移動が楽にでき、 実験が容易に行えます。
- ・スリットはスリットの間隔が違うもの(FS-I)と、間隔は同じで本数が違うもの(FS-N)が各1枚付属しています。
- ・スリット幅はどちらも10µmです。




## 実験例

## 四種スリットによる干渉縞の観察

- (1)人のいない方向にある壁もしくは付属のスクリーンから、1.5~2m程離してレーザボックスを設置します。 距離はメモしておきます。
- (2)四種スリットをスライドレールに置き、電源スイッチを(ON)に倒してレーザを直接のぞき込まないよう 注意しながら、スリットの位置を調整します。
- (3) レーザー光が水平になるようレーザボックスの底にある角度調整ねじを回して調整します。
- (4) FS-Iを使用した場合はスリットの間隔の違いによる干渉縞(下記左)、 FS-Nを使用した場合はスリット の本数による違いによる干渉縞(下記右)を確認します。
- (5) スクリーンの目盛などから、干渉縞の間隔を測定します。







FS-Nを使用した場合(レーザボックスまでの距離2m)

| Cat.No      |        | 128-116                             |
|-------------|--------|-------------------------------------|
| 品 名         |        | 光の干渉縞観察器 FSL-C2                     |
| 価 格         |        | ¥62,000 (税込¥68,200)                 |
| レーザ<br>ボックス | 出力     | 0.9 mW以下                            |
|             | 種 類    | 半導体励起固体レーザ                          |
|             | 発振形態   | CWレーザ(連続発振)                         |
|             | ビームモード | シングル                                |
|             | 動作環境   | 温度:15~35℃ 湿度:80%以下(結露しないこと)         |
|             | 波長     | 522 ∼ 542 nm                        |
|             | 電源スイッチ | ON: 前→倒している間だけオン/後→オン状態を保持 OFF: 中間  |
|             | 電源     | ACアダプタ(6V-1.8A)                     |
|             | 大きさ    | W100×D79×H60 mm                     |
| スクリーン       | 最小目盛   | 1 mm                                |
|             | 大きさ    | W220×D30×H100 mm                    |
| 付属品         | 四種スリット | FS-I(間隔)×1枚 FS-N(本数)×1枚             |
|             | 収納ケース  | 約W226×D143×H102mm ※外観や色が異なる場合があります。 |



JIS C 6802:2014に基づくクラス2のレーザを 使用しております。



クラス毎の安全基準に従って,適切な取り扱いをお願いします。



各製品の波長・発振形態・出力,放射 パターンなどをご確認の上,お客様のご 使用目的に応じて適切なレーザ保護メガ ネをご使用ください。



目に影響を与える場合がありますので, 直接または鏡面などで反射したレーザー ビームをのぞき込まないでください。

理科製品に関する技術的なご相談は島津理化 HP お問い合わせフォームから https://www.shimadzu-rika.co.jp/contact/index.html



## 株式会社 島津理化 https://www.shimadzu-rika.co.jp/

東日本営業部 東 京 TEL 03-6854-0210 札 幌 TEL 011-758-0788

仙 台 TEL 022-380-8950

西日本営業部 大 阪 TEL 06-6454-3133 名古屋 TEL 052-857-9176

福 岡 TEL 092-271-1418

理化教育事業部 TEL 03-6854-0274 海外事業部 TEL 03-6854-0261

本 社 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 1-32 出版クラブビル