

SW1

Model	Dimensions (mm)			Weight (approx.kg)	Code
	W	D	H		
SW1-A12 SW1-B12 SW1-C12 SW1-D12	1200	750	800	53 48 47 42	311-18869-01 311-18870-01 311-18871-01 311-18872-01
SW1-A15 SW1-B15 SW1-C15 SW1-D15	1500			67 60 58 51	311-18873-01 311-18874-01 311-18875-01 311-18876-01
SW1-A18 SW1-B18 SW1-C18 SW1-D18	1800			85 79 71 63	311-18877-01 311-18878-01 311-18879-01 311-18880-01
SW1-A24 SW1-B24 SW1-C24 SW1-D24	2400			106 95 94 84	311-18881-01 311-18882-01 311-18883-01 311-18884-01

仕様

天板 サイファス ポリプロピレン製エッジ 30mm厚

本体 木製 ポリウレタン樹脂塗装
レベルアジャスター付

※分析機器等の天板上への常設は避けください。

Spec.

Table top Cyphus (synthetic resin), P.P. edging, entire thickness 30mm

Base unit Wood, polyurethane resin coat
Level adjusters attached

Type: A [引き出し 棚板付]



SW1-A18

Type: B [引き出し付]



SW1-B18

Type: C [棚板付]



SW1-C18


Type: D




SW1-D18

寸法図


Type: A [引き出し 棚板付]




Type: B [引き出し付]



Type: C [棚板付]



Type: D



概要・ガイド
スチール製実験台
中央実験台
フレーム中央実験台
サイド実験台
フレームサイド実験台
実験台用ユーティリティ
装置台・昇降台・作業台
除振台・天秤台
流し台
関連オプション

01
ドラフト
チャンバー

02
排ガス
処理装置

03
排風機

04
実験台

05
戸棚・薬品庫・
ワゴン

06
クリーン・ハザード・
環境試験施設/機器

07
動物関連
施設/機器

08
医学研究・
検査施設

09
廃水処理
装置

10
機器移設・
メンテナンス

11
技術資料

12
さくいん

SW2

Model	Dimensions (mm)			Weight (approx.kg)	Code
	W	D	H		
SW2-A12	1200	900	800	64	311-18885-01
SW2-B12				57	311-18886-01
SW2-C12				50	311-18887-01
SW2-D12				42	311-18888-01
SW2-A15	1500			83	311-18889-01
SW2-B15				74	311-18890-01
SW2-C15				65	311-18891-01
SW2-D15				56	311-18892-01
SW2-A18	1800			103	311-18893-01
SW2-B18				92	311-18894-01
SW2-C18				78	311-18895-01
SW2-D18				67	311-18896-01
SW2-A24	2400	129	311-18897-01		
SW2-B24		114	311-18898-01		
SW2-C24		99	311-18899-01		
SW2-D24		85	311-18900-01		

仕様

天板	サイファス ポリプロピレン製エッジ 30mm厚
本体	木製 ポリウレタン樹脂塗装 レベルアジャスター付


※分析機器等の天板上への常設は避けください。

Spec.


Table top	Cyphus (synthetic resin), P.P. edging, entire thickness 30mm
Base unit	Wood, polyurethane resin coat Level adjusters attached

寸法図


Type: A [引き出し 棚板付]




Type: B [引き出し付]



Type: C [棚板付]



Type: D



Type: A [引き出し 棚板付]



SW2-A18

Type: B [引き出し付]



SW2-B18

Type: C [棚板付]



SW2-C18

Type: D



SW2-D18

概要・ガイド
スチール製
実験台

中央実験台

フレーム中央
実験台

サイド実験台

フレームサイド
実験台

実験台用
ユーティリティ

装置台・昇降台・
作業台

除振台・天秤台

流し台

関連オプション

01
ドラフト
チャンバー

02
排ガス
処理装置

03
排風機

04
実験台

05
戸棚・薬品庫・
ワゴン

06
クリーン・ハザード・
環境試験施設/機器

07
動物関連
施設/機器

08
医学研究・
検査施設

09
廃水処理
装置

10
機器移送・
メンテナンス

11
技術資料

12
さくいん

木製作業台 D=750 キャスタ付

Work Table -Caster Attached-

SW3

Model	Dimensions(mm)			Weight (approx.kg)	Code
	W	D	H		
SW3-A12	1200	750	800	54	311-18901-01
SW3-B12				48	311-18902-01
SW3-C12				47	311-18903-01
SW3-D12				43	311-18904-01
SW3-A15	1500	750	800	67	311-18905-01
SW3-B15				60	311-18906-01
SW3-C15				58	311-18907-01
SW3-D15				51	311-18908-01
SW3-A18	1800	750	800	86	311-18909-01
SW3-B18				79	311-18910-01
SW3-C18				72	311-18911-01
SW3-D18				63	311-18912-01
SW3-A24	2400	750	800	106	311-18913-01
SW3-B24				95	311-18914-01
SW3-C24				95	311-18915-01
SW3-D24				84	311-18916-01

仕様

天板 サイファス ポリプロピレン製エッジ 30mm厚

本体 木製 ポリウレタン樹脂塗装
レベルアジャスター付 キャスタ付

※分析機器等の天板上への常設は避けください。

Spec.

Table top Cyphus (synthetic resin), PP edging, entire thickness 30mm

Base unit Wood, polyurethane resin coat

Level adjusters attached, casters attached

リフトロックキャスタ

取り付けボルトと同軸に降下するポリウレタン製ストップパッドを装備しておりますので、強力で安定したストップパワーを発揮します。
※操作方法：足でレバーを踏みます。



Type: A [引き出し 棚板付]



SW3-A18

Type: B [引き出し付]



SW3-B18

Type: C [棚板付]



SW3-C18


Type: D




SW3-D18

寸法図


Type: A [引き出し 棚板付]




Type: B [引き出し付]



Type: C [棚板付]



Type: D



概要・ガイド
スチール製実験台
中央実験台
フレーム中央実験台
サイド実験台
フレームサイド実験台
実験台用ユーティリティ
装置台・昇降台・作業台
除振台・天秤台
流し台
関連オプション

01
ドラフト
チャンバー02
排ガス
処理装置03
排風機04
実験台05
戸棚・薬品庫・
ワゴン06
クリーン・ハザード・
環境試験施設/機器07
動物関連
施設/機器08
医学研究・
検査施設09
廃水処理
装置10
機器移設・
メンテナンス11
技術資料12
さくいん

木製作業台 D=900 キャスタ付

Work Table -Caster Attached-

SW4

Model	Dimensions(mm)			Weight (approx.kg)	Code				
	W	D	H						
SW4-A12	1200	900	800	65	311-18917-01				
SW4-B12				57	311-18918-01				
SW4-C12				50	311-18919-01				
SW4-D12				43	311-18920-01				
SW4-A15	1500			900	800	83	311-18921-01		
SW4-B15						74	311-18922-01		
SW4-C15						65	311-18923-01		
SW4-D15						56	311-18924-01		
SW4-A18	1800					900	800	104	311-18925-01
SW4-B18								92	311-18926-01
SW4-C18								79	311-18927-01
SW4-D18								67	311-18928-01
SW4-A24	2400	900	800					129	311-18929-01
SW4-B24								114	311-18930-01
SW4-C24								100	311-18931-01
SW4-D24								85	311-18932-01

仕様

天板	サイファス ポリプロピレン製エッジ 30mm厚
本体	木製 ポリウレタン樹脂塗装 レベルアジャスター付 キャスタ付


※分析機器等の天板上への常設は避けください。

Spec.


Table top	Cyphus (synthetic resin), PP edging, entire thickness 30mm
Base unit	Wood, polyurethane resin coat Level adjusters attached, casters attached

寸法図


Type: A [引き出し 棚板付]




Type: B [引き出し付]



Type: C [棚板付]



Type: D



Type: A [引き出し 棚板付]



SW4-A18

Type: B [引き出し付]



SW4-B18

Type: C [棚板付]



SW4-C18

Type: D



SW4-D18

04

実験台

概要・ガイド
スチール製
実験台

中央実験台

フレーム中央
実験台

サイド実験台

フレームサイド
実験台

実験台用
ユーティリティ

装置台・昇降台・
作業台

除振台・天秤台

流し台

関連オプション

01

ドラフト
チャンバー

02

排ガス
処理装置

03

排風機

04

実験台

05

戸棚・薬品庫・
ワゴン

06

クリーン・ハザード・
環境試験施設/機器

07

動物関連
施設/機器

08

医学研究・
検査施設

09

廃水処理
装置

10

機器移送・
メンテナンス

11

技術資料

12

さくいん