

流し台 中央実験台用

Sink

TW-CH

2槽流し台 センター用
ユーティリティーボックス

TW-C15H

Model	Dimensions(mm)			Weight (approx.kg)	Code
	W	D	H		
TW-C15H	600	1500	800(1010)	63	311-18986

仕様

本体	両面化粧パーティクルボード
流し	ステンレス製(SUS304) ステンレストラップ×2 深さ220mm
付属品	水栓(壁付3方口×2)

Spec.


Base unit	Both sides decorative particle board
Sink	Stainless steel (SUS304) with stainless steel trap x2 Depth 220mm
Accessory	Water faucet (3 way wall mounted type x2)

概要・ガイド
スチール製実験台
中央実験台
フレーム中央実験台
サイド実験台
フレームサイド実験台
実験台用ユーティリティー
装置台・昇降台・作業台
除振台・天秤台
流し台
関連オプション

寸法図

配管立ち上がり

Service and roughing-in details



TW-C15H



01 ドラフトチャンバー
02 排ガス処理装置
03 排風機
04 実験台
05 戸棚・薬品庫・ワゴン
06 クリーン・ハザード・環境試験施設/機器
07 動物関連施設/機器
08 医学研究・検査施設
09 廃水処理装置
10 機器移設・メンテナンス
11 技術資料
12 さくいん

TW-CH-TA

2槽流し台 センター用
試験管掛け ユーティリティーボックス

TW-C15H-TA

Model	Dimensions(mm)			Weight (approx.kg)	Code
	W	D	H		
TW-C15H-TA	600	1500	800(1710)	74	311-18981

仕様

本体	両面化粧パーティクルボード
流し	ステンレス製(SUS304) ステンレストラップ×2 深さ220mm
試験管掛け	TA-W
付属品	水栓(壁付3方口×2)


Spec.

Base unit	Both sides decorative particle board
Sink	Stainless steel (SUS304) with stainless steel trap x2 Depth 220mm
Peg board	TA-W
Accessory	Water faucet (3 way wall mounted type x2)

寸法図

配管立ち上がり

Service and roughing-in details



TW-C15H-TA

