

# 流し台 木製

Sink

## TW1-A-3A 1槽流し台 緊急洗眼シャワー



TW1-A15-3A


Model	Dimensions(mm)			Weight (approx.kg)	Code
	W	D	H		
TW1-A6-3A	600	750	800	38	311-18973
TW1-A9-3A	900			47	311-18974
TW1-A12-3A	1200			55	311-18975
TW1-A15-3A	1500			65	311-18976
TW1-A18-3A	1800			75	311-18977

<b>仕様</b>	
本体	両面化粧パーティクルボード
流し	ステンレス製(SUS304) ステンレストラップ 深さ220mm
付属品	水栓(台付3方口) 緊急洗眼シャワー
<b>Spec.</b>	
Base unit	Both sides decorative particle board
Sink	Stainless steel (SUS304) with stainless steel trap Depth 220mm
Accessory	Water faucet (3 way table top type x1) Emergency eye washing water faucet

### 寸法図

#### 配管立ち上がり


#### Service and roughing-in details




#### TW1-A6-3A




#### TW1-A9-3A





#### TW1-A12-3A



#### TW1-A15-3A



#### TW1-A18-3A



- 概要・ガイド
- スチール製実験台
- 中央実験台
- フレーム中央実験台
- サイド実験台
- フレームサイド実験台
- 実験台用ユーティリティ作業台・昇降台・作業台
- 除振台・天秤台
- 流し台
- 関連オプション

- 01 ドラフトチャンバー
- 02 排ガス処理装置
- 03 排風機
- 04 実験台
- 05 戸棚・薬品庫・ワゴン
- 06 クリーン・ハガード・環境試験施設/機器
- 07 動物関連施設/機器
- 08 医学研究・検査施設
- 09 廃水処理装置
- 10 機器移設・メンテナンス
- 11 技術資料
- 12 さくいん

## TW1-A-2A 1槽流し台 シャワー 混合水栓



TW1-A15-2A


Model	Dimensions(mm)			Weight (approx.kg)	Code
	W	D	H		
TW1-A12-2A	1200	750	800	55	311-18978
TW1-A15-2A	1500			65	311-18979
TW1-A18-2A	1800			75	311-18980

<b>仕様</b>	
本体	両面化粧パーティクルボード
流し	ステンレス製(SUS304) ステンレストラップ 深さ220mm
付属品	水栓(台付3方口) シャワー 混合水栓
<b>Spec.</b>	
Base unit	Both sides decorative particle board
Sink	Stainless steel (SUS304) with stainless steel trap Depth 220mm
Accessory	Water faucet (3 way table top type x1) Table top shower Mixing water faucet


### 寸法図

#### 配管立ち上がり


#### Service and roughing-in details



#### TW1-A12-2A



#### TW1-A15-2A



#### TW1-A18-2A

