

## 流し台 木製

Sink

## TW1-A 大型1槽流し台



TW1-A15

Model	Dimensions(mm)			Weight (approx.kg)	Code
	W	D	H		
TW1-A6	600	750	800	37	311-18933
TW1-A9	900			46	311-18934
TW1-A12	1200			54	311-18935
TW1-A15	1500			64	311-18936
TW1-A18	1800			74	311-18937

## 仕様

本体	両面化粧パーティクルボード
流し	ステンレス製(SUS304) ステンレストラップ 深さ220mm
付属品	水栓(台付3方口)


## Spec.

Base unit	Both sides decorative particle board
Sink	Stainless steel (SUS304) with stainless steel trap Depth 220mm
Accessory	Water faucet (3 way table top type x1)

## 寸法図

## 配管立ち上がり

## Service and roughing-in details




## TW1-A6




| 600 |

## TW1-A9




| 900 |

## TW1-A12




| 1200 |

## TW1-A15




| 1500 |

## TW1-A18



| 1800 |



| 750 |

## TW1-B 水切り付1槽流し台



TW1-B15

Model	Dimensions(mm)			Weight (approx.kg)	Code
	W	D	H		
TW1-B12	1200	750	800	52	311-18938
TW1-B15	1500			63	311-18939
TW1-B18	1800			72	311-18940

## 仕様

本体	両面化粧パーティクルボード
流し	ステンレス製(SUS304) ステンレストラップ 深さ220mm
付属品	水栓(台付3方口)


## Spec.

Base unit	Both sides decorative particle board
Sink	Stainless steel (SUS304) with stainless steel trap Depth 220mm
Accessory	Water faucet (3 way table top type x1)


## 寸法図

## 配管立ち上がり

## Service and roughing-in details




## TW1-B12




| 1200 |

## TW1-B15




| 1500 |

## TW1-B18



| 1800 |



| 750 |