

流し台 木製

Sink

TW1-CH 両面水切り付1槽流し台
ユーティリティーボックス

TW1-C15H

Model	Dimensions(mm)			Weight (approx.kg)	Code
	W	D	H		
TW1-C12H	1200	750	800	57	311-18961
TW1-C15H	1500			68	311-18962
TW1-C18H	1800			78	311-18963

仕様

本体	両面化粧パーティクルボード
流し	ステンレス製(SUS304) ステンレストラップ 深さ220mm
付属品	水栓(壁付3方口)


Spec.

Base unit	Both sides decorative particle board
Sink	Stainless steel (SUS304) with stainless steel trap Depth 220mm
Accessory	Water faucet (3 way wall mounted type)


寸法図

配管立ち上がり


Service and roughing-in details





TW1-C12H



TW1-C15H



TW1-C18H



- 概要・ガイド
- スチール製実験台
- 中央実験台
- フレーム中央実験台
- サイド実験台
- フレームサイド実験台
- 実験台用ユーティリティー装置台・昇降台・作業台
- 除振台・天秤台
- 流し台
- 関連オプション

TW2-AH 2槽流し台
ユーティリティーボックス

TW2-A15H

Model	Dimensions(mm)			Weight (approx.kg)	Code
	W	D	H		
TW2-A15H	1500	750	800	75	311-18964
TW2-A18H	1800			85	311-18965

仕様

本体	両面化粧パーティクルボード
流し	ステンレス製(SUS304) ステンレストラップ×2 深さ220mm:1槽 350mm x1 (左)
付属品	水栓(壁付3方口 壁付1方口)

Spec.

Base unit	Both sides decorative particle board
Sink	Stainless steel (SUS304) with stainless steel trap x2 Depth 220mm x1 350mm x1 (Left)
Accessory	Water faucet (3 way wall mounted type x1, 1 way wall mounted type x1)


寸法図

配管立ち上がり



Service and roughing-in details



TW2-A15H



TW2-A18H



- 01 ドラフトチャンバー
- 02 排ガス処理装置
- 03 排風機
- 04 実験台
- 05 戸棚・薬品庫・ワゴン
- 06 クリーン・ハザード・環境試験施設/機器
- 07 動物関連施設/機器
- 08 医学研究・検査施設
- 09 廃水処理装置
- 10 機器移設・メンテナンス
- 11 技術資料
- 12 さくいん