

資料A2

製品名	型式	冷媒	充填量	定格出力	特記事項
電気低温器	LT-5S	特定ㇿR12 (CFC)から代替ㇿR134a (HFC134a) へ時期によって、冷媒ガスは異なります。			特定ㇿR12 (CFC)は1996年に生産全廃
電気低温器	LT-6	特定ㇿR12 (CFC)から代替ㇿR134a (HFC134a) へ時期によって、冷媒ガスは異なります。			特定ㇿR12 (CFC)は1996年に生産全廃
電気低温器	LT-7	特定ㇿR12 (CFC)から代替ㇿR134a (HFC134a) へ時期によって、冷媒ガスは異なります。	100g以下	100W	特定ㇿR12 (CFC)は1996年に生産全廃
電気低温定温器	LH-60	特定ㇿR12 (CFC)から代替ㇿR134a (HFC134a) へ時期によって、冷媒ガスは異なります。	110g	375W	
電気低温定温器	LH-60N	特定ㇿR12 (CFC)から代替ㇿR134a (HFC134a) へ時期によって、冷媒ガスは異なります。		65W	特定ㇿR12 (CFC)は1996年に生産全廃
電気低温定温器	LH-150	特定ㇿR12 (CFC)から代替ㇿR134a (HFC134a) へ時期によって、冷媒ガスは異なります。	110g	375W	
電気低温定温器	LH-200	特定ㇿR12 (CFC)から代替ㇿR134a (HFC134a) へ時期によって、冷媒ガスは異なります。			特定ㇿR12 (CFC)は1996年に生産全廃
電気低温定温器	LH-210	代替ㇿR134a (HFC134a)	155	125W	