

STACシリーズのアスベスト使用の有無について

アスベスト	製品名	販売開始時期	型式	使用箇所	飛散性
使用	定温器	1984年	STAC-1100	庫内下のヒータの下部（断熱用）	無
使用	定温器	1984年	STAC-1200	庫内下のヒータの下部（断熱用）	無
使用	定温乾燥器	1984年	STAC-3100	庫内下のヒータの下部（断熱用）	無
使用	定温乾燥器	1984年	STAC-3200	庫内下のヒータの下部（断熱用）	無
使用	定温乾燥器 熱風循環式	1984年	STAC-5100	庫内下のヒータの下部（断熱用）	無
使用	定温乾燥器 熱風循環式	1984年	STAC-5200	庫内下のヒータの下部（断熱用）	無

アスベスト	製品名	販売開始時期	型式
不使用	定温乾燥器	1990年	STAC-P45K
不使用	定温乾燥器	1990年	STAC-P50K
不使用	熱風定温乾燥器	1990年	STAC-P45M
不使用	熱風定温乾燥器	1990年	STAC-P50M
不使用	定温器	1990年	STAC-P45F
不使用	定温器	1990年	STAC-P50F
不使用	乾熱滅菌器	1990年	STAC-P45KS
不使用	乾熱滅菌器	1990年	STAC-P50KS
不使用	定温乾燥器	1993年	STAC-N45K
不使用	定温乾燥器	1993年	STAC-N50K
不使用	送風定温乾燥器	1993年	STAC-S45M
不使用	送風定温乾燥器	1993年	STAC-S50M
不使用	定温乾燥器	1993年	STAC-S45K
不使用	定温乾燥器	1993年	STAC-S50K
不使用	定温器	1993年	STAC-S45F
不使用	定温器	1993年	STAC-S50F