

1988年7月までの使用を中止する事を協力会社に通達

1995年までには7月までは未使用であることが完成

アスベスト	製品名	販売開始時期	販売中止時期	型式	使用箇所	飛散性	特記事項
使用	電気定温乾燥器	1970年	1979年	EDO-6	庫内下のヒータの下部（断熱用）扉付用H*仕様（白、編み）	無	
使用	電気定温乾燥器	1970年	1979年	EDO-12	庫内下のヒータの下部（断熱用）扉付用H*仕様（白、編み）	無	
使用	赤外線乾燥器	1969年	1996年	LB-2	300リットル近辺、扉付用H*仕様（白、編み）	無	
使用	赤外線乾燥器	1970年	1985年	LB-1	300リットル近辺、扉付用H*仕様（白、編み）	無	
使用	定温器	1970年	1992年	TT-30	庫内下のヒータの下部断熱	無	
使用	電気定温器（ふ卵器）	1973年	1998年	IB-50	庫内下のヒータの下部断熱	無	
使用	定温乾燥器	1973年	1998年	EDX-45	扉付用H*仕様、窓付、ヒータ取付板	無	
使用	電気定温乾燥器	1976年	1998年	D-35	扉付用H*仕様	無	
使用	熱風循環式定温乾燥器	1976年	1986年	HD-35	扉付用H*仕様	無	
使用	電気定温乾燥器	1977年	1998年	D-45	扉付用H*仕様	無	
使用	電気定温乾燥器	1977年	1990年	D-60	扉付用H*仕様	無	
使用	熱風循環式定温乾燥器	1977年	1986年	HD-45	扉付用H*仕様	無	
使用	熱風循環式定温乾燥器	1977年	1984年	HD-60	扉付用H*仕様	無	
使用	電気定温乾燥器	1980年	1983年	EDO-6N	庫内下のヒータの下部（断熱用）	無	
使用	電気定温乾燥器	1980年	1985年	EDO-12N	庫内下のヒータの下部（断熱用）	無	
使用	定温乾燥器	1984年	1996年	DS-45	扉付用H*仕様	無	1990年ごろ7月までは使用中。本体記載の機体No. 18000番以前は7月までは使用。機体No. 900101番以降は7月までは不使用。
使用	定温乾燥器	1984年	1996年	DS-60	扉付用H*仕様	無	
使用	熱風循環式定温乾燥器	1973年	1976年	S-200B	熱線切り材、扉付用H*仕様	無	
使用	電気低温定温器	1988年	現行機種口	BITEC-300・400・500	300リットル内部のH*仕様口	無	2006年1月以降生産分からは不使用
使用	電気低温定温器	1988年	現行機種口	BITEC-300L・400L・500L	300リットル内部のH*仕様口	無	2006年1月以降生産分からは不使用
不使用	定温乾燥器	1984年	2002年	DSR-30			
不使用	大形送風乾燥機	1993年	2008年	DOL/DOS シリーズ			
不使用	大形送風乾燥機	1989年	1992年	DRL/DSL シリーズ			
不使用	大形送風乾燥機	1990年	2013年	TT/TTY/TTD/TTW			
不使用	真空乾燥器			DVG、DVHシリーズ			
不使用	定温包温器（ふ卵器）	1976年	1982年	BF-3 及びBF-5			
不使用	電気低温定温器	1974年	1983年	JH-60 及びJH-150/LH-200			
不使用	電気低温器	1972年	1978年	LT-5			
不使用	電気低温器	1978年	1982年	LT-5S			
不使用	電気低温器	1982年	1992年	LT-6			