

スベストの使用の有無について

アスベスト	製品名	販売開始時期	型式	使用箇所	飛散性	特記事項
使用	ホットプレート	1986年	HP-30S	内部断熱材	無	
使用	ホットマグネチックスター	1976年	MS-16	ヒーター下部断熱材	無	
使用	オートクレーブ	2006年	ES315	配管部パッキン（固化）	無	
使用	高圧減菌器	1982年	HL-30e	ヒータシールパッキン	無	
使用	減菌がま	1972年以前	KJ-1	水位計・配管部パッキン（固化）	無	
使用	乾熱減菌器	1982年	N-45	扉パッキン、窓枠パッキン	無	パッキンが黒いゴムの場合は、アスベストは未使用
使用	乾熱減菌器	1982年	N-60	扉パッキン、窓枠パッキン	無	パッキンが黒いゴムの場合は、アスベストは未使用
使用	乾熱減菌器	1971年	HS-25	扉パッキン	無	
使用	純水製造装置　ハンスデット 形	1984年	BEシリーズ	加熱槽ふたのパッキン	無	
使用	電気定温水そう	1971/1974年	ETB-1 / -3	ヒーターのパッキン	無	
使用	真空ポンプ	1972年	SA18 / D50 D150	前壁ガasket・上蓋ガasket・ドレンプ ラグパッキン・翼板	無	
使用	遠心工ボレーター	1991年	SPE-200	バス（カバー内部）の断熱シート	無	
使用	遠心器	1997年	LC-100/120/121/122	スーパーシート （回転数・ブレーキの設定部）	無	
使用	遠心器	1993年	CST-050	スーパーシート （回転数・ブレーキの設定部）	無	
使用	3周波マルチ超音波洗浄器	1990年	W-15H/118H 338H	ヒーター有り機種	無	

アスベスト	製品名	販売開始時期	型式	特記事項
不使用	プラスコヒーター	1986年	AFS-10、AFS-20	
不使用	電気のつぼ炉	1960年	C-4、C-8	
不使用	プロコン電気炉	1990年	MPN-50P	
不使用	電気マッフル炉	1986年	MPN-2N	
不使用	電気マッフル炉	1989	MPN-4N	
不使用	電気マッフル炉	1980	MPN-2	
不使用	電気マッフル炉	1980	MPN-4	
不使用	電気マッフル炉		MP-1、-1C、MP-15、-15H、-20	
不使用	電気マッフル炉		SAMF-12、-20、-25	
不使用	開閉形管状炉		FT-3、FT-3P	
不使用	開閉形管状炉		FT-5、FT-5P	
不使用	ユニット式高温電気炉		FDH-15/FDK-15	
不使用	乾熱減菌器		ER-45、ER-60	パッキンについて、繊維状のものはが双繊維、 J字状のパッキンはシリコン
不使用	乾熱減菌器		ERL-360、ERL-480	
不使用	オートクレーブ		KT、SKT、MC、SMC	
不使用	オートクレーブ		ACシリーズ	
不使用	コンパクト卓上減菌器		TCS-1820	
不使用	ホットコンヒーター		OH-450	
不使用	電熱器		HH-2	
不使用	温度勾配装置		TS-6、TK-6J	
不使用	すべり抵抗器		REシリーズ他	巻き芯は陶管
不使用	単巻可変変圧器		SLTシリーズ	
不使用	試験管乾燥器		TD-350	
不使用	試験管乾燥機		ON-10	
不使用	熱風吹き出し式ピーカー掛け		WH-YD	
不使用	純水製造装置		SWACシリーズ(全機種)	
不使用	純水製造装置		G-1、G-1A	
不使用	純水製造装置		E-1/E-3	
不使用	無菌箱		NK-60、NK-60NS	
不使用	電気定温水そう		ETB-2	
不使用	ウォーターバス		SBW-65	
不使用	恒温水槽		SBACシリーズ(全機種)	
不使用	SBAC用水槽		BW-3	
不使用	水槽用ハイパワー冷却装置		SCシリーズ(全機種)	
不使用	電気水浴器		DS-24	
不使用	投げ込みヒーター			
不使用	超音波洗浄器		SUSシリーズ(全機種)	
不使用	全自動乾燥庫　オートドライ		EDシリーズ(全機種)	
不使用	全自動乾燥庫　オートドライ		ADシリーズ(全機種)	
不使用	ホットスター		SST-730、SST-731	

不使用	マグネチックスターラ		MS-15HS	
不使用	遠心機		LC-200/220/230	
不使用	ドライヘッド		CD-H1、CD-H3	