

別表2) X線装置のPCB使用

リストNo.	PCB含有可能性	製品名	型式	製造(購入)時期	特記事項
1	有	X線装置 (超軟)	B-2	1969	時間が経ち絶縁油が、粘土状になっていることがございます。
2	可能性有	X線装置 (超軟)	B-3	—	1972年の500号カタログ掲載
3	無	X線装置 (超軟)	PK-5	1994	1973(S48)以前から販売を行っておりますので、当時の物は内部にPCBを使用している可能性がございます。
4	不明	X線装置 (超軟)	LN-2	1972	
5	不明	X線装置 (超軟)	LN	1970	
6	可能性無	放射能検知器		1963(S38)	
7	無	放射能検知装置	GM-B3	1979	
8	無	放射能検知装置	GM-B2	1975(S50)	
9	無	放射線計数装置	RMS-6	—	

1973 (昭和48) ~はPCBの製造使用禁止され、1975年新規のPCB使用機器の製造完全中止