

別表3) 物理実験機器のPCB使用

リストNo.	PCB含有可能性	製品名	型式	製造/導入時期	備考
1	無	誘導コイル	35型	1968(S43)	同様に6386型、MK-60、MK-100、IK-100、IKS-100NもPCBを含んでいません。
2	無	電子の比電荷測定器			電解コンデンサーを使用。島津製作所時代の製品。
3	無	電子の比電荷測定器	EM-30	1979(S54)	同様にEM-30NもPCBを含んでいません。
4	無	線入°外光源装置		1968	島津製作所時代の製品。
5	無	線入°外光源装置	SB-S	不明	
6	無	単巻可変変圧器	SLT-120	1986(S61)	同様にSLT-105、SLT-110、VB110もPCBを含んでいません。
7	無	すべり抵抗器	RE-S	2002(H14)	
8	無	SLIDE RHEOSTAT	RE-T1	不明	
9	可能性有	変圧器 Trans Former	Type13	不明	微量のPCBが含まれている部品（コンデンサ）を使用している可能性があります。
10	無	フランク定数測定器		1977	
11	無	ミリカ電気素量測定器	MLD-500	-	MLD-10もPCBを含んでいません。
12	可能性有(微量)	フランク実験器	FH-100	不明	1972年(昭和47年)～1979年(昭和54年) 期間に販売 フランク管が水銀を1cm ³ 使用しています。廃棄の折は要注意。FH-200もPCBを含んでおりません。
13	無	コンデンサ帯電量測定器	CCM-3	1982(S57)～	同様にCAP-100もPCBを含んでおりません。
14	無	マウソ干涉計	MJ-15	1971(S46)以降	
15	無	万有引力実験器	GN-10	1988(S63)	
16	無	シャイ°式ウェーブマシン DC3～6V		不明	
17	有(微量)	光電流実験装置 送信機	B	不明	1967年 加が掲載
18	有(微量)	光電流実験装置 受信機	B	不明	1967年 加が掲載
19	無	光電効果実験装置 送信機	PC-BN	不明	
20	無	光電効果実験装置 受信機	PC-BN	不明	

リストNo.	PCB含有可能性	製品名	型式	製造/導入時期	備考
21	無	レーザー光源装置	GLG150		同様にGLG5014、GLG5003もPCBを含んでおりません。
22	無	He-Heレーザー光源装置	GLG-50055	2003(H15)	
23	無	スピーカー装置	H	1974	同様にHS-250DもPCBを含んでおりません
24	無	GSアルカリ電池	AP15-5	1973	同様にAP7.5-5もPCBを含んでおりません。
25	無	真空管	SDS-200	1975(S50)	同様にCD3、150R、JCD-75NもPCBを含んでおりません。
26	有(微量)	真空管	SJ-125	不明	1972年500号掲載
27	有(微量)	電子管計数装置	H-40	不明	1971年500号掲載
28	可能性有	電子管計数装置	NX-402	1973(S48)	
29	無	水銀灯 SPECTRO-LAMP AV100V	SE	不明	水銀が使用されています。
30	無	光源装置	SE-N	不明	
31	無	放電コイル	不明	不明	
32	無	可変リアクトル	不明	1974(S49)	
33	無	力率可変負荷装置	RE-111	1975(S50)	
34	無	Blank定数測定器	HZ-4	1976(S51)	
35	無	電圧器	HRV-10A	1999(H11)	
36	無	二重コイル	SI-T	2000(H12)	
37	無	ガルバノメータ	R型	1970年代購入	
38	可能性有	電位差計	3P	S30年代	微量のPCBが含まれている部品（コンデンサ）を使用している可能性があります。
39	無	ブラウン管75mm	CD130	不明	
40	無	温湿度計	不明	1976(S51)	
41	無	電気低温定温器	LH-60形	1981(S56)	フロンガス R134aが150g含まれていますので、回収破壊が必要です。
42	無	3相電力計	DBP-1W	不明	
43	無	検流計	G3	不明	
44	無	交直両用電圧計	75~150V	不明	
45	無	交直両用電流計	DPA-2	不明	
46	無	三層力率計	DPPU	不明	

リストNo.	PCB含有可能性	製品名	型式	製造/導入時期	備考
47	無	磁束計	GK-600P	1988(S63)	
48	無	電圧調整器	SLT-110	不明	
49	無	半導体素子実験装置	KSC-3形	1980(S55)	
50	無	標準磁石	GP-600用	1988(S63)	
51	無	分流器	25174	不明	
52	無	電子回折用実験装置	EG-10		
53	無	ダイヤル抵抗器	TYPE RD-56A	不明	
54	無	超音波による波動実験器	SSA-1	不明	
55	無	ゴニオメータ制御装置	VG207LII	不明	
56	無	光源装置 SPECTRO-LAMP	TYPE SE-N	不明	
57	無	電磁現象実験器	133-19	不明	
58	無	電子回折用実験装置	EG-10	不明	
59	無	コールラウシュブリッジ	BF-62A	不明	
60	無	精密直流電圧電流計	MPM2		
61	有(微量)	電子冷却器SR-2用 電源器		不明	1972年 500号掲載
62	有(微量)	試験用発信器(テストシミュレータ)	ST-5	不明	1972年 500号掲載
63	有(微量)	電気式ストップウォッチ		不明	1971年 500号掲載
64	可能性有(微量)	電波万能実験器	NN-A152E	不明	1960年(昭和35年)～1962年(昭和37年) 期間に販売 島津製作所時代の製品
65	有	電子冷却槽SR用電源装置	NN-A413E	1971	
66	無	光源装置	NLA-10	1997	
67	無	熱電高温指示計 (真空管用電源装置)	不明	不明	

1973 (昭和48) ～はPCBの製造使用禁止され、1975年新規のPCB使用機器の製造完全中止