

別表4) 化学・生物実験装置のPCB使用

リストNo.	PCB含有可能性	製品名	型式	製造(購入)時期	備考
1	無	温湿度計	不明	1976(S51)	
2	無	冷却器	SC-1S	不明	
3	無	流し込み専用装置	SC-10N	1988(S63)	
4	無	pHメーター	NPH-50D	不明	
5	有	電子冷却器SR-2用 電源器		不明	1972年 加付 掲載
6	無	紫外線装置 ミネライト	UL	不明	1981年 加付 掲載開始
7	無	マグネツクスター	SST-33	1985(S60)	
8	無	小型自動かきまぜ機	AS-5	1983(S58)	
9	無	29-061 精密標準分流器	SS-1	1973(S48)	
10	無	超音波洗浄装置	SUS100	1985(S60)	1973年以後の製品にはPCBの使用はございません。
11	無	エバポレータ	SE-100W	1995(H7)	
12	可能性有	真空ポンプ	不明	1960(S35)	微量のPCBが含まれているコンデンサを使用している可能性があります。
13	無	電気炉	200-35	1939(S14)	コンデンサは使用していません。炉は耐火煉瓦を使用。
14	無	電気炉	SF-32	不明	コンデンサは使用していません。炉は耐火煉瓦を使用。
15	可能性有	マッフル炉	200-35型	1969(S44)~1961(S36)	微量のPCBが含まれているコンデンサを使用している可能性があります。
16	無	マッフル炉	MP-4	不明	
17	無	低温乾燥機	STAC-3200	1986(S61)	
18	無	定温乾燥器	DS-60	1987(S62)	1973年以後の製品はPCBの使用はございません。
19	無	低温乾燥器	STAC-P50K	1991(H3)	
20	無	熱風定温乾燥器	STAC-5100	不明	アスベストを使用。廃棄の際は要注意
21	無	電気低温定温器	LH-60形	1981(S56)	加付 R134aが150g含まれています。
22	無	カルガール窒素定量装置		1971	対象は炉

1973（昭和48）～はPCBの製造使用禁止され、1975年新規のPCB使用機器の製造完全中止