

多機能実験台

SIM Bench

NEW

Shimadzu
Innovation
Multiple



納入事例

株式会社 島津製作所
Shimadzu Tokyo Innovation Plaza

新拠点のコンセプトである「魅せるラボ」を体現

川崎市の殿町国際戦略拠点 キング スカイフロント内に新設されました。
多機能で自由な組み合わせ、配置が可能な新しい実験台 (SIM Bench) を
納入しています。

曲線を多用した、優美で機能的なデザイン




ユーティリティデバイスを美しく収納




背面下部を通して、装置への配管・配線をきれいに処理。
メンテナンス性、デザイン性を両立しています。




工具レスで簡単に取り外せる背面板により、
ユーティリティデバイスの拡張性を向上させます。



既存の柱を利用して
排気ダクト・特殊ガス配管・コンセント等の
配線をまとめて収納できます。



端部は可動ユニットを採用。
容易に移動でき、メンテナンスのために
装置の裏に回れます。




廃液タンクやポンプは
キャストトレイで
引き出し易くなっています。



真空ポンプ用に
消音材を貼り付けた
収納スペースを設けています。



コーナー部の棚は2方向から開けることが
できます。



引き出しと開き戸は、静かで指を挟みにくいソフトクローズ式です。



株式会社 島津理化 <https://www.shimadzu-rika.co.jp/>

東日本営業部 東京 TEL 03-6854-0210 札幌 TEL 011-758-0788 仙台 TEL 022-380-8950
西日本営業部 大阪 TEL 06-6375-2551 名古屋 TEL 052-857-9176 福岡 TEL 092-271-1418
海外事業部 TEL 03-6854-0261
本社 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-32 出版クラブビル TEL 03-6848-6600