

エコな金属顕微鏡

¥890,000 +税

NEW



倒立三眼金属顕微鏡

AE2000 MET

**INVERTED
METALLURGICAL
MICROSCOPE**

倒立三眼金属顕微鏡

AE2000MET



定価 ¥ 890,000+税

性能

倍率 50×～500× (オプションにより 50×～1000×)
 明視野／暗視野観察可能
 対物レンズ 長焦点LWDレンズ搭載
 大型XYステージ W280 × D180 mm
 高照度 100Wハロゲンランプ搭載
 照明タイマー (15分無使用でスリープ)のエコモード搭載

特長

- ・スリープモード：離席後15分間で自動的に電源がOFFになります
- ・ステージは15 kg耐荷重がありますので重たい物でも観察できます

| | |
|---------|---|
| 形名 | AE2000MET |
| Cat No. | 114-912 |
| 総合倍率 | 50×～500× (50×, 100×, 200×, 500×) (オプションにより 50×～1000×) |
| 接眼レンズ | WF10×/23 mm マイクロメータ取付枠付 (25 mm径) |
| 対物レンズ | 明/暗視野 LWD (長作動距離) 5×, 10×, 20×, 50× |
| 鏡筒 | 三眼45°傾斜鏡筒 接眼スリーブ内径 30 mm |
| 焦準装置 | ラックピニオン式粗動 微動 レボルバ上下動式 |
| レボルバ | 明/暗視野 5個穴 |
| ステージ | XYステージ (大きさ280 × 180 mm) 移動距離 50 × 50 mm 耐荷重 15 kg |
| 照明装置 | ハロゲン 100W |
| 付属品 | 水滴型穴開きプレート ブルーフィルタ 予備ハロゲン球1ヶ ビニルカバー |
| 大きさ・重さ | 約 W280 × D693 × H361 mm ・ 約 13 kg |

オプション・その他

- ・Cマウントアダプタ (1×, 0.5×, 0.65×)
- ・明視野対物レンズ 100× (変換アダプタ付き)
- ・丸穴プレート
- ・ガラスプレート
- ・グリーンフィルタ
- ・偏光観察用アナライザ/ポラライザ



明視野 Bright Field (BF)・暗視野 Dark Field (DF) がワンタッチ切り替え。
 切替時には、自動的に光量を一旦下げる保護機能を内蔵しており
 暗視野から明視野に切り替える際の光のショックから目を守ります。

技術的なご相談は コールセンター ☎ 0120-376-673 FAX 03-6861-9419 E-mail soudan@shimadzu-rika.co.jp

株式会社 島津理化 <http://www.shimadzu-rika.co.jp/>

支店・営業所 東京 TEL 03-5626-0210 札幌 TEL 011-758-0788
 仙台 TEL 022-380-8950 名古屋 TEL 052-571-9166
 大阪 TEL 06-6375-2551 広島 TEL 082-504-6120
 福岡 TEL 092-271-1418

海外ビジネス推進部 TEL 03-6861-9401

本社 〒136-0071 東京都江東区亀戸 6-1-8
 TEL 03-5626-6600 FAX 03-5626-6610