


Moticam580は フルハイビジョンに対応




- HDMI出力により、フルハイビジョン画質(1080p)でライブ画面を表示。
- 500万画素の動画・静止画像をSDカードに直接保存。
- SDカードへはワンプッシュボタンで楽々保存。
- コンピュータへUSB接続し、画像処理・計測・
計数・合成等が可能。




動画/静止
画を選択

ワンプッシュでSD
カードに保存




【仕様】


Cat. No.	115-419
形名	Moticam 580
価格	¥168,000 +税
出力	HDMI(1080p) SD Card(5.0MP) USB2.0(ソフト:1280×960、HD:800×600) NTSCアナログビデオ(RCA)
イメージセンサ	1/2.5" 型 CMOS
有効画素数	SD:500万画素 PC:48万画素(ソフト機能で122万画素まで表示)
ホワイトバランス	手動
最小照度	3Lux
データ転送速度	20MB/Sec
電源	ACアダプタ
大きさ	80×88×65mm(突起部含まず)
重さ	(本体)300g
付属品	ソフトウェア(Motic Images Plus) Mini USBケーブル HDMIケーブル RCAケーブル ACアダプタ マクロレンズアダプタ 12mmマクロレンズ マクロレンズ用スタンド 校正スライド



Cマウントアダプタでの接続例



マクロレンズアダプタでの接続例



B&Sアダプタ(オプション)での接続例

技術的なご相談は コールセンター ☎ 0120-376-673 FAX 03-6861-9419 E-mail soudan@shimadzu-rika.co.jp

株式会社 島津理化 <http://www.shimadzu-rika.co.jp/>

支店 東京 TEL 03-5626-0210 大阪 TEL 06-6375-2551
 営業所 札幌 TEL 011-758-0788 仙台 TEL 022-380-8950
 名古屋 TEL 052-571-9166 広島 TEL 082-504-6120
 福岡 TEL 092-271-1418
 プラント営業部 TEL 03-6861-9403 海外ビジネス推進部 TEL 03-6861-9401

本社 〒136-0071 東京都江東区亀戸 6-1-8