

反射鏡と LED の光源切替式生物顕微鏡



SGT-600RL

総合倍率

40×～600×

SGT-400RL

総合倍率

40×～400×



LED



微動

微動装置



バッテリー

- 顕微鏡の使い方は反射鏡で教えたいが、実際の観察は LED 光源で行いたい。そんな使い方のできる光源切替式の顕微鏡です。
- 光源位置の調整など、面倒な調整をする必要がありません。

切り替え可能



取り付け、取り外しが簡単なネジ式のベース部

**SGT-600RL** 114-069  
114-068

¥47,500 + 税  
¥39,500 + 税



格納箱


**SGT-400RL** 114-067  
114-066

¥42,500 + 税  
¥34,500 + 税




格納箱

## 生徒用生物顕微鏡 **SGT-600RL**

Cat. No.	114-069	114-068
形 名	SGT-600RL	
価 格	¥47,500 + 税	¥39,500 + 税
格 納 箱 XY ステージ	 格納箱	_____
総合倍率	40 ~ 600× (40×・60×・100×・150×・400×・600×)	
接眼レンズ	WF10×/18mm WF15×/13mm 接眼マイクロメータ取付枠つき	
対物レンズ	4× 10× S40×	
鏡 筒	単眼 45° 傾斜鏡筒 360° 回転 接眼スリーブ内径 23.2mm 鏡筒長 160mm	
焦 準 装 置	ラックピニオン式粗動 高感度複こうかん式微動装置 ステージ上下動 標本安全装置つき	
照 明 装 置	充電式 LED (調光装置付き) / 平凹反射鏡 交換可能	
付 属 品	接眼鏡筒キャップ ビニルカバー 粗動用スパナ クレンメル ACアダプタ	

## 生徒用生物顕微鏡 **SGT-400RL**

Cat. No.	114-067	114-066
形 名	SGT-400RL	
価 格	¥42,500 + 税	¥34,500 + 税
格 納 箱 XY ステージ	 格納箱	_____
総合倍率	40 ~ 400× (40×・100×・400×)	
接眼レンズ	WF10×/18mm 接眼マイクロメータ取付枠つき	
対物レンズ	4× 10× S40×	
鏡 筒	単眼 45° 傾斜鏡筒 360° 回転 接眼スリーブ内径 23.2mm	
焦 準 装 置	ラックピニオン式粗動 微動 標本安全装置つき	
照 明 装 置	充電式 LED (調光装置つき) / 平凹反射鏡 交換可能	
付 属 品	ビニルカバー 粗動用スパナ 接眼鏡筒キャップ クレンメル ACアダプタ	

技術的なご相談は コールセンター  0120-376-673 FAX 03-6861-9419 E-mail soudan@shimadzu-rika.co.jp

**株式会社 島津理化** <http://www.shimadzu-rika.co.jp/>

支 店 東 京 TEL 03-5626-0210 大 阪 TEL 06-6375-2551  
 営業所 札 幌 TEL 011-758-0788 仙 台 TEL 022-380-8950  
 名古屋 TEL 052-571-9166 広 島 TEL 082-504-6120  
 福 岡 TEL 092-271-1418  
 プラント営業部 TEL 03-6861-9403 海外ビジネス推進部 TEL 03-6861-9401

本 社 〒136-0071 東京都江東区亀戸 6-1-8