

2012年10月

超音波洗浄器「SUS-103」補修点検のお願い

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

弊社が販売いたしました超音波洗浄器「SUS-103」において、内部電子回路に使用しているコンデンサが使用中に焼損する可能性のある事（以下、「本故障」という）が判明いたしました。

本故障の発生する可能性があるロットは、1988年6月から1994年6月位の間に販売された、以下の製造番号のものが該当します。

・ SUS-103 製造番号 1813001～2413350

1988年6月以前に製造されたものにつきましては、
1988年6月から1993年6月の間に修理にて基板交換された物が対象となります。

製造番号は本体背面のシールに記載してあります。



誠にお手数ですが下記、修理サービスセンター宛に着払いでお送りいただき、約1週間を目処に補修点検を実施し、ご返送させていただきます。

送り先：島津理化サービスセンター

住所：〒259-1304 秦野市堀山下 380-1

TEL (0463) 88-8620 (代) FAX (0463) 88-8817

何か不審な点やご質問がある場合は、弊社支店・営業所又はコールセンターまでお問合せ下さい。

●支店・営業所

札幌営業所(011)758-0788 仙台営業所(022)380-8950 東京支店(03)5626-0210

名古屋営業所(052)571-9166 大阪支店(06)6375-2551 広島営業所(082)504-6120

福岡営業所(092)271-1418

●コールセンター

フリーダイヤル(0120)376-673 (受付時間)平日9:00～12:00/13:00～17:00

E-mail:soudan@shimadzu-rika.co.jp

敬 具

株式会社 島津理化
品質保証担当部長