

ESQF-SNL-BF4

試薬棚付



ESQF-SNL18-BF4

Model	Dimensions(mm)			Weight (approx.kg)	Code
	W	D	H		
ESQF-SNL-BF4	1800	1500	1800	236	311-23208-05
	2400			324	311-23209-05
	3000			423	311-23210-05
	3600			472	311-23211-05

仕様


天板	ケミテクト ABS製シート貼りエッジ30mm厚
本体	電気亜鉛メッキ鋼板
ユーティリティユニット	天板：電気亜鉛メッキ鋼板
パンチングパネルユニット	本体：電気亜鉛メッキ鋼板 エポキシポリエステル粉体焼付塗装
試薬棚	(試薬棚) スチール角パイプ エポキシ系樹脂焼き付け塗装
積載荷重	200kg/m2

spec.


Table top	Chemitect; chemical resistant resin HPL with ABS edge banding. t=30mm
Base unit	Galvanized steel plate
Utility unit	Table top: Galvanized steel plate
Punching panel unit	Main unit: Galvanized steel plate with epoxy-polyester powder coating
Reagent shelf	(Reagent shelf) Steel square pipe with epoxy-polyester powder coating
Weight capacity	200kg/m2

寸法図


ESQF-SNL18-BF4





ESQF-SNL24-BF4



ESQF-SNL30-BF4



ESQF-SNL36-BF4



* 商品によっては、送料や据え付け費用が必要となる場合もございます。詳細はお問い合わせください。