

ESQF-SNL-CA

パンチングユニット付



ESQF-SNL18-CA

| Model | Dimensions(mm) | | | Weight (approx.kg) | Code |
|-------------|----------------|------|------|--------------------|--------------|
| | W | D | H | | |
| ESQF-SNL-CA | 1800 | 1500 | 1235 | 210 | 311-23204-05 |
| | 2400 | | | 284 | 311-23205-05 |
| | 3000 | | | 375 | 311-23206-05 |
| | 3600 | | | 420 | 311-23207-05 |


仕様

| | |
|--------------|-------------------------------|
| 天板 | ケミテクトABS製シート貼りエッジ30mm厚 |
| 本体 | 電気亜鉛メッキ鋼板 |
| ユーティリティユニット | 天板：電気亜鉛メッキ鋼板 |
| パンチングパネルユニット | 本体：電気亜鉛メッキ鋼板 エポキシポリエステル粉体焼付塗装 |
| 試薬棚 | (試薬棚) スチール角パイプ エポキシ系樹脂焼き付け塗装 |
| 積載荷重 | 200kg/m2 |

spec.

| | |
|---------------------|---|
| Table top | Chemitect; chemical resistant resin HPL with ABS edge banding. t=30mm |
| Base unit | Galvanized steel plate |
| Utility unit | Table top: Galvanized steel plate |
| Punching panel unit | Main unit: Galvanized steel plate with epoxy-polyester powder coating |
| Reagent shelf | (Reagent shelf) Steel square pipe with epoxy-polyester powder coating |
| Weight capacity | 200kg/m2 |

寸法図



* 商品によっては、送料や据え付け費用が必要となる場合もございます。詳細はお問い合わせください。