

ESQF-SNL フラットタイプ



ESQF-SNL18

Model	Dimensions(mm)			Weight (approx.kg)	Code
	W	D	H		
ESQF-SNL	1800	1500	800	167	311-23200-05
	2400			220	311-23201-05
	3000			299	311-23202-05
	3600			333	311-23203-05


仕様

天板	ケミテクトABS製シート貼りエッジ30mm厚
本体	電気亜鉛メッキ鋼板
ユーティリティユニット	天板：電気亜鉛メッキ鋼板
パンチングパネルユニット	本体：電気亜鉛メッキ鋼板 エポキシポリエステル粉体焼付塗装
試薬棚	(試薬棚) スチール角パイプ エポキシ系樹脂焼き付け塗装
積載荷重	200kg/m ²

spec.

Table top	Chemitect; chemical resistant resin HPL with ABS edge banding. t=30mm
Base unit	Galvanized steel plate
Utility unit	Table top: Galvanized steel plate
Punching panel unit	Main unit: Galvanized steel plate with epoxy-polyester powder coating
Reagent shelf	(Reagent shelf) Steel square pipe with epoxy-polyester powder coating
Weight capacity	200kg/m ²

寸法図



* 商品によっては、送料や据え付け費用が必要となる場合もございます。詳細はお問い合わせください。