

ESQF-SS-BF4

試薬棚付



ESQF-SS18-BF4

Model	Dimensions(mm)			Weight (approx.kg)	Code
	W	D	H		
ESQF-SS-BF4	1200	750	1800	114	311-23222-05
	1500			131	311-23223-05
	1800			146	311-23224-05
	2400			206	311-23225-05


仕様

天板	ケミテクト ABS製シート貼りエッジ 30mm厚
本体	電気亜鉛メッキ鋼板
ユーティリティユニット	天板：電気亜鉛メッキ鋼板
パンチングパネルユニット	本体：電気亜鉛メッキ鋼板 エポキシポリエステル粉体焼付塗装
試薬棚	(試薬棚) スチール角パイプ エポキシ系樹脂焼き付け塗装
積載荷重	200kg/m2

spec.

Table top	Chemitect (chemical-resistant resin HPL) with ABS edge banding. Thickness: 30 mm
Base unit	Galvanized steel plate
Utility unit	Table top: Galvanized steel plate
Punching panel unit	Main unit: Galvanized steel plate with epoxy-polyester powder coating
Reagent shelf	(Reagent shelf) Steel square pipe with epoxy-polyester powder coating
Weight capacity	200kg/m2

寸法図



* 商品によっては、送料や据え付け費用が必要となる場合もございます。詳細はお問い合わせください。