


ESQF-SS-CA

パンチングユニット付



ESQF-SS18-CA

Model	Dimensions(mm)			Weight (approx.kg)	Code
	W	D	H		
ESQF-SS-CA	1200	750	1265	96	311-23217-05
	1500			111	311-23218-05
	1800			124	311-23219-05
	2400			171	311-23220-05


仕様

天板	ケミテクト ABS製シート貼りエッジ30mm厚
本体	電気亜鉛メッキ鋼板
ユーティリティユニット	天板：電気亜鉛メッキ鋼板
パンチングパネルユニット	本体：電気亜鉛メッキ鋼板 エポキシポリエステル粉末焼付塗装 (試薬棚) スチール角パイプ エポキシ系樹脂焼き付け塗装
積載荷重	200kg/m ²

spec.

Table top	Chemitect (chemical-resistant resin HPL) with ABS edge banding. Thickness: 30 mm
Base unit	Galvanized steel plate
Utility unit	Table top: Galvanized steel plate
Punching panel unit	Main unit: Galvanized steel plate with epoxy-polyester powder coating (Reagent shelf) Steel square pipe with epoxy-polyester powder coating
Reagent shelf	(Reagent shelf) Steel square pipe with epoxy-polyester powder coating
Weight capacity	200kg/m ²

寸法図



* 商品によっては、送料や据え付け費用が必要となる場合もございます。詳細はお問い合わせください。