

ESQ1-FA

両開き戸タイプ



ESQ1-FA18

Model	Dimensions(mm)			Weight (approx.kg)	Code
	W	D	H		
ESQ1-FA	900	750	800	79	311-23121-01
	1200			93	311-23122-01
	1500L			121	311-23123-01
	1500R			121	311-23124-01
	1800			145	311-23125-01
	2400			175	311-23126-01
	3000			242	311-23127-01

仕様

天板 サイファス ポリプロピレン製エッジ 30mm厚


本体 両面化粧パーティクルボード

spec.

Table top Cyphus (synthetic resin), P.P. edging, entire thickness 30mm

Base unit Both sides decorative particle board

寸法図



* 商品によっては、送料や据え付け費用が必要となる場合もございます。詳細はお問い合わせください。