

ESQ1-NL-BF4

両開き戸タイプ

両側面収納カート付

試薬棚付



ESQ1-NL18-BF4

Model	Dimensions(mm)			Weight (approx.kg)	Code
	W	D	H		
ESQ1-NL18-BF4	1800	1500	800 (1720)	370	311-23116-01
ESQ1-NL24-BF4	2400			480	311-23117-01
ESQ1-NL30-BF4	3000			633	311-23118-01
ESQ1-NL36-BF4	3600			740	311-23119-01

仕様


天板	サイファス ポリプロピレン製エッジ 30mm厚
本体	両面化粧パーティクルボード
ユーティリティユニット	天板：両面化粧パーティクルボード
パンチングパネルユニット	本体：角鋼管フレーム焼付け塗装
試薬棚	(試薬棚) 2段式セーフティパイプ付
積載荷重	100kg/m ²

Spec.


Table top	Cyphus (synthetic resin), P.P. edging, entire thickness 30mm
Base unit	Both sides decorative particle board
Utility unit	Table top : Both sides decorative particle board
Punching panel unit	Base unit : Steel square pipe frame, enameled finish
Reagent shelf	(Reagent shelf) 2-step safety pipe attached
Weight capacity	100kg/m ²

寸法図


ESQ1-NL18-BF4



ESQ1-NL24-BF4



ESQ1-NL30-BF4



ESQ1-NL36-BF4

