

ESQ1-NL-CA

両開き戸タイプ

両側面収納カート付

パンチングパネルユニット付



ESQ1-NL18-CA

Model	Dimensions(mm)			Weight (approx.kg)	Code
	W	D	H		
ESQ1-NL18-CA	1800	1500	800 (1200)	371	311-23112-01
ESQ1-NL24-CA	2400			472	311-23113-01
ESQ1-NL30-CA	3000			628	311-23114-01
ESQ1-NL36-CA	3600			742	311-23115-01



パンチングパネルユニット

仕様


天板	サイファス ポリプロピレン製エッジ 30mm厚
本体	両面化粧パーチクルボード
ユーティリティユニット	天板：両面化粧パーチクルボード
パンチングパネルユニット	本体：角鋼管フレーム焼付け塗装
試薬棚	(試薬棚) 2段式セーフティパイプ付
積載荷重	100kg/m ²

Spec.


Table top	Cyphus (synthetic resin), P.P. edging, entire thickness 30mm
Base unit	Both sides decorative particle board
Utility unit	Table top : Both sides decorative particle board
Punching panel unit	Base unit : Steel square pipe frame, enameled finish
Reagent shelf	(Reagent shelf) 2-step safety pipe attached
Weight capacity	100kg/m ²

寸法図


ESQ1-NL18-CA



ESQ1-NL24-CA



ESQ1-NL30-CA



ESQ1-NL36-CA

