

# ESQ1-NL

両開き戸タイプ

両側面収納カート付



ESQ1-NL18

Model	Dimensions(mm)			Weight (approx.kg)	Code
	W	D	H		
ESQ1-NL18	1800	1500	800	323	311-23100-01
ESQ1-NL24	2400			408	311-23101-01
ESQ1-NL30	3000			551	311-23102-01
ESQ1-NL36	3600			645	311-23103-01



両側面収納カート

**仕様**


天板	サイファス ポリプロピレン製エッジ 30mm厚
本体	両面化粧パーティクルボード
ユーティリティユニット	天板：両面化粧パーティクルボード
パンチングパネルユニット	本体：角鋼管フレーム 焼付け塗装
試薬棚	(試薬棚) 2段式セーフティパイプ付
積載荷重	100kg/m <sup>2</sup>

**Spec.**


<b>Table top</b>	Cyphus (synthetic resin), P.P. edging, entire thickness 30mm
<b>Base unit</b>	Both sides decorative particle board
<b>Utility unit</b>	Table top : Both sides decorative particle board
<b>Punching panel unit</b>	Base unit : Steel square pipe frame, enameled finish
<b>Reagent shelf</b>	(Reagent shelf) 2-step safety pipe attached
<b>Weight capacity</b>	100kg/m <sup>2</sup>

**寸法図**


ESQ1-NL18



ESQ1-NL24



ESQ1-NL30



ESQ1-NL36

