

# ESQ3-DA デスクタイプ



ESQ3-DA18

Model	Dimensions(mm)			Weight (approx.kg)	Code
	W	D	H		
ESQ3-DA	900	750	800	67	311-23128-01
	1200			78	311-23129-01
	1500L			110	311-23130-01
	1500R			110	311-23131-01
	1800			133	311-23132-01
	2400			159	311-23133-01
	3000			219	311-23134-01


仕様

天板	サイファス	ポリプロピレン製エッジ	30mm厚
本体	両面化粧パーティクルボード		

spec.

Table top	Cyphus (synthetic resin), P.P. edging, entire thickness 30mm
Base unit	Both sides decorative particle board

寸法図



\* 商品によっては、送料や据え付け費用が必要となる場合もございます。詳細はお問い合わせください。