

ESQ3-NL デスクタイプ 両側面収納カート付



ESQ3-NL18

Model	Dimensions(mm)			Weight (approx.kg)	Code
	W	D	H		
ESQ3-NL18	1800	1500	800	323	311-23104-01
ESQ3-NL24	2400			425	311-23105-01
ESQ3-NL30	3000			551	311-23106-01
ESQ3-NL36	3600			645	311-23107-01




両側面収納カート

仕様	
天板	サイファス ポリプロピレン製エッジ 30mm厚
本体	両面化粧パーティクルボード
ユーティリティユニット	天板：両面化粧パーティクルボード
パンチングパネルユニット	本体：角鋼管フレーム焼付け塗装
試薬棚	(試薬棚) 2段式セーフティパイプ付
積載荷重	100kg/m ²


Spec.	
Table top	Cyphus (synthetic resin), P.P. edging, entire thickness 30mm
Base unit	Both sides decorative particle board
Utility unit	Table top: Both sides decorative particle board
Punching panel unit	Base unit: Steel square pipe frame, enameled finish
Reagent shelf	(Reagent shelf) 2-step safety pipe attached
Weight capacity	100kg/m ²

寸法図


ESQ3-NL18



ESQ3-NL24



ESQ3-NL30



ESQ3-NL36

