

ESQ5-NL 大型引き出しタイプ 両側面収納カート付



ESQ5-NL18

| Model | Dimensions(mm) | | | Weight (approx.kg) | Code |
|-----------|----------------|------|-----|-----------------------|--------------|
| | W | D | H | | |
| ESQ5-NL18 | 1800 | 1500 | 800 | 300 | 311-23108-01 |
| ESQ5-NL24 | 2400 | | | 377 | 311-23109-01 |
| ESQ5-NL30 | 3000 | | | 505 | 311-23110-01 |
| ESQ5-NL36 | 3600 | | | 600 | 311-23111-01 |

仕様

| | |
|--------------|-------------------------|
| 天板 | サイファス ポリプロピレン製エッジ 30mm厚 |
| 本体 | 両面化粧パーチクルボード |
| ユーティリティユニット | 天板：両面化粧パーチクルボード |
| パンチングパネルユニット | 本体：角鋼管フレーム焼付け塗装 |
| 試薬棚 | (試薬棚) 2段式セーフティパイプ付 |
| 積載荷重 | 100kg/m ² |

Spec.

| | |
|----------------------------|--|
| Table top | Cyphus (synthetic resin), P.P. edging, entire thickness 30mm |
| Base unit | Both sides decorative particle board |
| Utility unit | Table top : Both sides decorative particle board |
| Punching panel unit | Base unit : Steel square pipe frame, enameled finish |
| Reagent shelf | (Reagent shelf) 2-step safety pipe attached |
| Weight capacity | 100kg/m ² |




両側面収納カート




大型引き出し

寸法図


ESQ5-NL18



ESQ5-NL24



ESQ5-NL30



ESQ5-NL36

