

ESQ5-PA 大型収納引き出しタイプ



ESQ5-PA18

Model	Dimensions(mm)			Weight (approx.kg)	Code
	W	D	H		
ESQ5-PA	900	750	800	79	311-23135-01
	1200			101	311-23136-01
	1500L			121	311-23137-01
	1500R			121	311-23138-01
	1800			145	311-23139-01
	2400			183	311-23140-01
	3000			242	311-23141-01


仕様

天板	サイファス	ポリプロピレン製エッジ	30mm厚
本体	両面化粧パーティクルボード		

spec.

Table top	Cyphus (synthetic resin), P.P. edging, entire thickness 30mm
Base unit	Both sides decorative particle board

寸法図



* 商品によっては、送料や据え付け費用が必要となる場合もございます。詳細はお問い合わせください。