

F1-SL-B1 試薬棚 ステンレス流し



F1-SL36-B1

| Model | Type | Dimensions(mm) | | | Weight (approx.kg) | Code |
|------------|------|----------------|------|------------|--------------------|--------------|
| | | W | D | H | | |
| F1-SL24-B1 | L | 2400 | 1500 | 800 (1790) | 379 | 311-18440-01 |
| F1-SL30-B1 | | 3000 | | | 444 | 311-18441-01 |
| F1-SL36-B1 | | 3600 | | | 484 | 311-18442-01 |
| F1-SL42-B1 | | 4200 | | | 579 | 311-18443-01 |

本体高さ900(1890)mmのタイプも特注にて対応可能です。
900(1890)mm height types are available on custom order.

仕様

| | |
|------|---|
| 天板 | サイファス ポリプロピレン製エッジ 30mm厚 |
| 本体 | 角鋼管フレーム 焼付け塗装 両面化粧パーティクルボード |
| 脚部 | レベルアジャスター付 |
| 流し | 1槽ステンレス流し |
| 試薬棚 | B1-W ×2または3 本体：両面化粧パーティクルボード |
| 付属品 | ワゴン(E1-A・E1-C×各2) 水栓(台付3方口) LED照明 |
| 積載荷重 | 1スパンあたり200kg(等分布荷重) |

●流しTW-S15についてはP.239を、試薬棚B1-WについてはP.233をご参照ください。


Spec.

| | |
|-----------------|--|
| Table top | Cyphus (synthetic resin), P.P. edging, entire thickness 30mm |
| Base unit | Steel square pipe frame, enameled finish Both sides decorative particle board |
| Leg part | Level adjusters attached |
| Sink | One single-sided stainless sink with a drain trap |
| Reagent shelf | B1-W x2 or 3 Base unit: Both sides decorative particle board |
| Accessory | Wagon (E1-A, E1-C x2 each) Water faucet (3 way table top type x1) LED lamp |
| Weight capacity | 200kg per 1 span (even distribution weight capacity) |


●See P.239 for sink TW-S15, and P.233 for reagent shelf B1-W.

寸法図


F1-SL24-B1




F1-SL30-B1




F1-SL36-B1



F1-SL42-B1




Type : L



配管立ち上がり

Service and roughing-in details



※点線内：配管立ち上がり許容範囲
W 給水 D 排水 AC 電気

*In the dotted-line : Piping space
W : Water D : Waste AC : E 100V