

フレームサイド実験台

Laboratory Furniture Side Tables

型式一覧 → P.118

オプション → P.232

※コンセントボックスについてはP.232をご参照ください。

FS2



FS2-30

Model	Dimensions(mm)			Weight (approx.kg)	Code
	W	D	H		
FS2-9	900	750	800	44	311-18724-01
FS2-12	1200			50	311-18725-01
FS2-15	1500			56	311-18726-01
FS2-18	1800			70	311-18727-01
FS2-24	2400			89	311-18728-01
FS2-30	3000			108	311-18729-01

本体高さ900mmのタイプも特注にて対応可能です。
900mm height types are available on custom order.

仕様


天板	サイファス ポリプロピレン製エッジ 30mm厚
本体	角鋼管フレーム 焼付け塗装 両面化粧パーティクルボード
脚部	レベルアジャスター付
積載荷重	1スパンあたり100kg(等分布荷重)

●システムワゴンはオプションで、E2シリーズからお選びいただけます(P.247)。

Spec.

Table top	Cyphus (synthetic resin), P.P. edging, entire thickness 30mm
Base unit	Steel square pipe frame, enameled finish Both sides decorative particle board
Leg part	Level adjusters attached
Weight capacity	100kg per 1 span (even distribution weight capacity)

寸法図



FS2-AC ワゴン



FS2-30AC

Model	Dimensions(mm)			Weight (approx.kg)	Code
	W	D	H		
FS2-9A	900	750	800	70	311-18730-01
FS2-12AC	1200			96	311-18731-01
FS2-15AC	1500			103	311-18732-01
FS2-18AC	1800			117	311-18733-01
FS2-24AC	2400			136	311-18734-01
FS2-30AC	3000			155	311-18735-01

本体高さ900mmのタイプも特注にて対応可能です。
900mm height types are available on custom order.


仕様

天板	サイファス ポリプロピレン製エッジ 30mm厚
本体	角鋼管フレーム 焼付け塗装 両面化粧パーティクルボード
脚部	レベルアジャスター付
付属品	ワゴン(E2-A・E2-C(FS2-9AはE2-A))
積載荷重	1スパンあたり100kg(等分布荷重)

Spec.

Table top	Cyphus (synthetic resin), P.P. edging, entire thickness 30mm
Base unit	Steel square pipe frame, enameled finish Both sides decorative particle board
Leg part	Level adjusters attached
Accessory	Wagon (E2-A, E2-C x1 each (for FS2-9A, E2-A x1))
Weight capacity	100kg per 1 span (even distribution weight capacity)

寸法図



概要・ガイド
スチール製実験台
中央実験台
フレーム中央実験台
サイド実験台
フレームサイド実験台
実験台用ユーティリティ・装置台・昇降台・作業台
除振台・天秤台
流し台
関連オプション

01 ドラフトチャンバー

02 排ガス処理装置

03 排風機

04 実験台

05 戸棚・薬品庫・ワゴン

06 クリーン・ハザード・環境試験施設/機器

07 動物関連施設/機器

08 医学研究・検査施設

09 廃水処理装置

10 機器移設・メンテナンス

11 技術資料

12 さくいん