

## S2-GM 両袖引き出し



S2-GM30

Model	Dimensions (mm)			Weight (approx.kg)	Code
	W	D	H		
S2-GM18	1800	900	800	120	311-18606-01
S2-GM24	2400			149	311-18607-01
S2-GM30	3000			187	311-18608-01

### 仕様

天板 サイファス ポリプロピレン製エッジ 30mm厚

本体 両面化粧パーティクルボード

積載荷重 100kg/m<sup>2</sup>

### Spec.

Table top Cyphus (synthetic resin), P.P. edging, entire thickness 30mm

Base unit Both sides decorative particle board

Weight capacity 100kg/m<sup>2</sup>

### 寸法図



## FS1-M



FS1-M30

Model	Dimensions (mm)			Weight (approx.kg)	Code
	W	D	H		
FS1-M12	1200	900	800	107	311-18609-01
FS1-M15	1500			116	311-18610-01
FS1-M18	1800			133	311-18611-01
FS1-M24	2400			164	311-18612-01
FS1-M30	3000			182	311-18613-01

### 仕様

天板 サイファス ポリプロピレン製エッジ 30mm厚

本体 角鋼管フレーム 焼付け塗装  
両面化粧パーティクルボード

脚部 レベルアジャスター付

付属品 ワゴン (E1-A・E1-C)

積載荷重 1スパンあたり100kg (等分布荷重)

### Spec.

Table top Cyphus (synthetic resin), P.P. edging, entire thickness 30mm


Base unit Steel square pipe frame, enameled finish  
Both sides decorative particle board

Leg part Level adjusters attached

Accessory Wagon (E1-A, E1-C x1 each)

Weight capacity 100kg per 1 span (even distribution weight capacity)

### 寸法図



概要・ガイド  
スチール製  
実験台

中央実験台

フレーム中央  
実験台

サイド実験台

フレームサイド  
実験台

実験台用  
ユーティリティ

装置台・昇降台・  
作業台

除振台・天秤台

流し台

関連オプション

01  
ドラフト  
チャンバー

02  
排ガス  
処理装置

03  
排風機

04  
実験台

05  
戸棚・薬品庫・  
ワゴン

06  
クリーン・ハワード・  
環境試験施設/機器

07  
動物関連  
施設/機器

08  
医学研究・  
検査施設

09  
廃水処理  
装置

10  
機器移設・  
メンテナンス

11  
技術資料

12  
さくいん