

# G1-CL-SB1

試薬棚

スポット流し

中央流し



G1-CL36-SB1

Model	Type	Dimensions(mm)			Weight (approx.kg)	Code
		W	D	H		
G1-CL30-SB1	L	3000	1500	800	427	311-23182-01
G1-CL36-SB1		3600		(1790)		499




## 仕様

天板	サイファス ポリプロピレン製エッジ 30mm厚
本体	両面化粧パーティクルボード
流し	2槽両面式ステンレス流し フラットタイプ
試薬棚	B1-W × 2 本体：両面化粧パーティクルボード 水栓（台付2方口×2）
付属品	（グースネック式×4） LED照明
積載荷重	100kg/m <sup>2</sup>

## Spec.


<b>Table top</b>	Cyphus (synthetic resin), P.P. edging, entire thickness 30mm
<b>Base unit</b>	Both sides decorative particle board
<b>Sink</b>	One double-sided stainless sink with two drain traps
<b>Reagent shelf</b>	B1-W × 2 Base unit: Both sides decorative particle board
<b>Accessory</b>	Water faucet (2 way table top type x2) (Gooseneck table top type x4) LED lamp
<b>Weight capacity</b>	100kg/m <sup>2</sup>

## 寸法図



## 配管立ち上がり

Service and roughing-in details



※点線内：配管立ち上がり許容範囲  
W 給水 D 排水 AC 電気  
\*In the dotted-line: Piping space  
W: Water D: Waste AC: E 100V