

## G1-SL-B4 試薬棚 ステンレス流し



G1-SL36-B4

Model	Type	Dimensions(mm)			Weight (approx.kg)	Code
		W	D	H		
G1-SL24-B4	L	2400	1500	800 (1790)	330	311-18251-01
G1-SL30-B4		3000			388	311-18252-01
G1-SL36-B4		3600			464	311-18253-01
G1-SL42-B4		4200			533	311-18254-01

本体高さ900(1890)mmのタイプも特注にて対応可能です。  
900(1890)mm height types are available on custom order.

## 仕様

天板	サイファス ポリプロピレン製エッジ 30mm厚
本体	両面化粧パーティクルボード
流し	1槽ステンレス流し
試薬棚	B4-W ×2または3 本体：両面化粧パーティクルボード
付属品	水栓(台付3方口)
積載荷重	100kg/m <sup>2</sup>

●試薬棚B4-WについてはP.234をご参照ください。


## Spec.

Table top	Cyphus (synthetic resin), P.P. edging, entire thickness 30mm
Base unit	Both sides decorative particle board
Sink	One single-sided stainless sink with a drain trap
Reagent shelf	B4-W x2 or 3 Base unit: Both sides decorative particle board
Accessory	Water faucet (3 way table top type x1)
Weight capacity	100kg/m <sup>2</sup>


●See P.234 for more information about the reagent shelf B4-W.

## 寸法図


G1-SL24-B4




G1-SL36-B4




G1-SL30-B4



G1-SL42-B4




## Type : L



## 配管立ち上がり

Service and roughing-in details



※点線内：配管立ち上がり許容範囲  
W 給水 D 排水 AC 電気

\*In the dotted-line : Piping space  
W : Water D : Waste AC : E100V

01  
ドラフト  
チャンパー02  
排ガス  
処理装置03  
排風機04  
実験台05  
戸棚・薬品庫・  
ワゴン06  
クリーン・バザード・  
環境試験施設/機器07  
動物関連  
施設/機器08  
医学研究・  
検査施設09  
廃水処理  
装置10  
機器移設・  
メンテナンス11  
技術資料12  
さくいん