

G1-SL-WB1

試薬棚

ユーティリティーボックス

ステンレス流し



G1-SL36-WB1

Model	Type	Dimensions(mm)			Weight (approx.kg)	Code
		W	D	H		
G1-SL30-WB1	L	3000	1500	800	418	311-18222-01
G1-SL36-WB1		3600		(1750)	501	311-18223-01
G1-SL42-WB1		4200			572	311-18224-01

本体高さ900(1850)mmのタイプも特注にて対応可能です。
900(1850)mm height types are available on custom order.

仕様

天板	サイファス ポリプロピレン製エッジ 30mm厚
本体	両面化粧パーチクルボード
流し	1槽ステンレス流し
ユーティリティーボックス	WHX-W 排気フランジ排気筒つき 1式
試薬棚	B1-H ×2または3 本体：両面化粧パーチクルボード
付属品	水栓(台付3方口) LED照明

- 室外への排気ダクト・排気ファンおよびスイッチが別途必要です。
 - 流しTW-S15についてはP.239を、ユーティリティーボックスWHX-WについてはP.238を、試薬棚B1-HについてはP.236をご参照ください。
- [推奨排気風量について]
ギャラリー1個あたり1.5m³/min~3m³/min


Spec.

Table top	Cyphus (synthetic resin), P.P. edging, entire thickness 30mm
Base unit	Both sides decorative particle board
Sink	One single-sided stainless sink with a drain trap
Utility box	WHX-W with a set of exhaust fan and exhaust tube
Reagent shelf	B1-H x2 or 3 Base unit: Both sides decorative particle board
Accessory	Water faucet (3 way table top type x1) LED lamp


- Exhaust duct, exhaust fan, and switch are required separately.
- See P.239 for sink TW-S15, P.238 for utility box WHX-W, and P.236 for reagent shelf B1-H. [Recommended exhaust air volume] 1.5-3 m³/min per gallery

寸法図


G1-SL30-WB1




G1-SL36-WB1



G1-SL42-WB1




Type : L



配管立ち上がり

Service and roughing-in details



※点線内：配管立ち上がり許容範囲
W 給水 D 排水 AC 電気
*In the dotted-line: Piping space
W: Water D: Waste AC: E 100V

- 室外への排気ダクト・排気ファンおよびスイッチが別途必要です。