

# G1-TL-B2 試薬棚 陶器流し



G1-TL30-B2

Model	Type	Dimensions(mm)			Weight (approx.kg)	Code
		W	D	H		
G1-TL18-B2	L	1800	1500	800 (1790)	300	311-18205-01
G1-TL24-B2		2400			360	311-18206-01
G1-TL30-B2		3000			438	311-18207-01
G1-TL36-B2		3600			510	311-18208-01

本体高さ900(1890)mmのタイプも特注にて対応可能です。  
 900(1890)mm height types are available on custom order.

## 仕様

天板	サイファス ポリプロピレン製エッジ 30mm厚
本体	両面化粧パーティクルボード
流し	陶器流し
試薬棚	B2-W ×2または3 本体：両面化粧パーティクルボード
付属品	水栓(台付3方口) LED照明
積載荷重	100kg/m <sup>2</sup>


●試薬棚B2-WについてはP.233をご参照ください。

## Spec.

Table top	Cyphus (synthetic resin), P.P. edging, entire thickness 30mm
Base unit	Both sides decorative particle board
Sink	Ceramic sink
Reagent shelf	B2-W x2 or 3 Base unit: Both sides decorative particle board
Accessory	Water faucet (3 way table top type x1) LED lamp
Weight capacity	100kg/m <sup>2</sup>


●See P.233 for more information about the reagent shelf B2-W.

## 寸法図



## 配管立ち上がり

Service and roughing-in details



※点線内：配管立ち上がり許容範囲  
 W 給水 D 排水 AC 電気  
 \*In the dotted-line: Piping space  
 W: Water D: Waste AC: E 100V

## Type : L

