

## G2-N



G2-NL30

Model	Type	Dimensions(mm)			Weight (approx.kg)	Code
		W	D	H		
G2-NM18	M	1800	1200	800	184	311-18030-01
G2-NM24		2400			228	311-18031-01
G2-NM30		3000			304	311-18032-01
G2-NM36		3600			348	311-18033-01
G2-NL18	L	1800	1500	800	201	311-18034-01
G2-NL24		2400			249	311-18035-01
G2-NL30		3000			329	311-18036-01
G2-NL36		3600			378	311-18037-01

本体高さ900mmのタイプも特注にて対応可能です。  
900mm height types are available on custom order.

## 仕様


天板	サイファス ポリプロピレン製エッジ 30mm厚
本体	両面化粧パーティクルボード
積載荷重	100kg/m <sup>2</sup>

## Spec.


Table top	Cyphus (synthetic resin), P.P.edging, entire thickness 30mm
Base unit	Both sides decorative particle board
Weight capacity	100kg/m <sup>2</sup>

## 寸法図


## G2-NM18/G2-NL18



## G2-NM30/G2-NL30




## Type : M




## 配管立ち上がり


## Service and roughing-in details




## G2-NM24/G2-NL24



## G2-NM36/G2-NL36



## Type : L



※点線内：配管立ち上がり許容範囲  
AC 電気  
\*In the dotted-line: Piping space  
AC: E 100V

# G2-T 陶器流し



G2-TL30

Model	Type	Dimensions (mm)			Weight (approx.kg)	Code
		W	D	H		
G2-TM18	M	1800	1200	800	209	311-18038-01
G2-TM24		2400			253	311-18039-01
G2-TM30		3000			329	311-18040-01
G2-TM36		3600			373	311-18041-01
G2-TL18	L	1800	1500	800	226	311-18042-01
G2-TL24		2400			274	311-18043-01
G2-TL30		3000			354	311-18044-01
G2-TL36		3600			403	311-18045-01

本体高さ900mmのタイプも特注にて対応可能です。  
 900mm height types are available on custom order.


### 仕様

天板	サイファス ポリプロピレン製エッジ 30mm厚
本体	両面化粧パーティクルボード
流し	陶器流し
付属品	水栓(台付3方口)
積載荷重	100kg/m <sup>2</sup>

### Spec.

Table top	Cyphus (synthetic resin), P.P.edging, entire thickness 30mm
Base unit	Both sides decorative particle board
Sink	Ceramic sink
Accessory	Water faucet (3 way table top type x1)
Weight capacity	100kg/m <sup>2</sup>

### 寸法図



\*商品によっては、送料や据え付け費用が必要となる場合もございます。詳細はお問い合わせください。

概要・ガイド  
 スチール製実験台  
 中央実験台  
 フレーム中央実験台  
 サイド実験台  
 フレームサイド実験台  
 実験台用ユーティリティ  
 装置台・昇降台・作業台  
 除振台・天秤台  
 流し台  
 関連オプション

01 ドラフトチャンバー  
 02 排ガス処理装置  
 03 排風機  
 04 実験台  
 05 戸棚・薬品庫・ワゴン  
 06 クリーン・ハザード・環境試験施設/機器

07 動物関連施設/機器  
 08 医学研究・検査施設  
 09 廃水処理装置  
 10 機器移送・メンテナンス  
 11 技術資料  
 12 さくいん

## G2-S ステンレス流し



G2-SL36

Model	Type	Dimensions (mm)			Weight (approx.kg)	Code
		W	D	H		
G2-SM24	M	2400	1200	800	238	311-18046-01
G2-SM30		3000			282	311-18047-01
G2-SM36		3600			358	311-18048-01
G2-SM42		4200			402	311-18049-01
G2-SL24	L	2400	1500	800	264	311-18050-01
G2-SL30		3000			312	311-18051-01
G2-SL36		3600			392	311-18052-01
G2-SL42		4200			441	311-18053-01

本体高さ900mmのタイプも特注にて対応可能です。  
900mm height types are available on custom order.

## 仕様


天板	サイファス ポリプロピレン製エッジ 30mm厚
本体	両面化粧パーティクルボード
流し	1槽ステンレス流し
付属品	水栓(台付3方口)
積載荷重	100kg/m <sup>2</sup>

## Spec.


Table top	Cyphus (synthetic resin), P.P. edging, entire thickness 30mm
Base unit	Both sides decorative particle board
Sink	One single-sided stainless sink with a drain trap
Accessory	Water faucet (3 way table top type x1)
Weight capacity	100kg/m <sup>2</sup>

## 寸法図


G2-SM24/G2-SL24




G2-SM36/G2-SL36




## Type : M




G2-SM30/G2-SL30



G2-SM42/G2-SL42




## Type : L



## 配管立ち上がり

## Service and roughing-in details



※点線内：配管立ち上がり許容範囲  
W 給水 D 排水 AC 電気  
\*In the dotted-line: Piping space  
W: Water D: Waste AC: E 100V

# G2-C 中央流し



G2-CL36

Model	Type	Dimensions (mm)			Weight (approx.kg)	Code
		W	D	H		
G2-CM36 G2-CM42	M	3600 4200	1200	800	355 399	311-18054-01 311-18055-01
G2-CL36 G2-CL42	L	3600 4200	1500		387 436	311-18056-01 311-18057-01

本体高さ900mmのタイプも特注にて対応可能です。  
900mm height types are available on custom order.

## 仕様


天板	サイファス ポリプロピレン製エッジ 30mm厚
本体	両面化粧パーティクルボード
流し	2槽両面式ステンレス流し フラットタイプ
付属品	水栓(Mタイプ：台付4方口 Lタイプ：台付2方口×2)
積載荷重	100kg/m <sup>2</sup>

## Spec.


Table top	Cyphus (synthetic resin), P.P. edging, entire thickness 30mm
Base unit	Both sides decorative particle board
Sink	One double-sided stainless sink with two drain traps
Accessory	Water faucet ([M type] 4 way table top type x1, [L type] 2 way table top type x2)
Weight capacity	100kg/m <sup>2</sup>

## 寸法図

### G2-CM36/G2-CL36




### Type : M



### 配管立ち上がり


#### Service and roughing-in details

### Type : M




※点線内：配管立ち上がり許容範囲  
W 給水 D 排水 AC 電気  
\*In the dotted-line : Piping space  
W : Water D : Waste AC : E 100V

### Type : L



※点線内：配管立ち上がり許容範囲  
W 給水 D 排水 AC 電気  
\*In the dotted-line : Piping space  
W : Water D : Waste AC : E 100V

### G2-CM42/G2-CL42



### Type : L

