

G4-N



G4-NL30

概要・ガイド
スチール製実験台
中央実験台
フレーム中央実験台
サイド実験台
フレームサイド実験台
実験台用ユーティリティ
装置台・昇降台・作業台
除振台・天秤台

流し台
関連オプション

01
ドラフト
チャンバー

02
排ガス
処理装置

03
排風機

04
実験台

05
戸棚・薬品庫・
ワゴン

06
クリーン・ハザード・
環境試験施設/機器

07
動物関連
施設/機器

08
医学研究・
検査施設

09
廃水処理
装置

10
機器移設・
メンテナンス

11
技術資料

12
さくいん

Model	Type	Dimensions(mm)			Weight (approx.kg)	Code
		W	D	H		
G4-NM18	M	1800	1200	800	212	311-18074-01
G4-NM24		2400			262	311-18075-01
G4-NM30		3000			336	311-18076-01
G4-NM36		3600			380	311-18077-01
G4-NL18	L	1800	1500	800	229	311-18078-01
G4-NL24		2400			283	311-18079-01
G4-NL30		3000			361	311-18080-01
G4-NL36		3600			410	311-18081-01

本体高さ900mmのタイプも特注にて対応可能です。
900mm height types are available on custom order.

仕様


天板	サイファス ポリプロピレン製エッジ	30mm厚
本体	両面化粧パーティクルボード	
積載荷重	100kg/m ²	

Spec.


Table top	Cyphus (synthetic resin), P.P. edging, entire thickness 30mm
Base unit	Both sides decorative particle board
Weight capacity	100kg/m ²

寸法図


G4-NM18/G4-NL18



G4-NM30/G4-NL30




Type : M




配管立ち上がり


Service and roughing-in details




G4-NM24/G4-NL24



G4-NM36/G4-NL36



Type : L



※点線内：配管立ち上がり許容範囲
AC 電気
*In the dotted-line: Piping space
AC: E 100V

G4-T 陶器流し



G4-TL30

Model	Type	Dimensions(mm)			Weight (approx.kg)	Code
		W	D	H		
G4-TM18	M	1800	1200	800	237	311-18082-01
G4-TM24		2400			287	311-18083-01
G4-TM30		3000			361	311-18084-01
G4-TM36		3600			405	311-18085-01
G4-TL18	L	1800	1500	800	254	311-18086-01
G4-TL24		2400			308	311-18087-01
G4-TL30		3000			386	311-18088-01
G4-TL36		3600			435	311-18089-01

本体高さ900mmのタイプも特注にて対応可能です。
 900mm height types are available on custom order.

仕様


天板	サイファス ポリプロピレン製エッジ	30mm厚
本体	両面化粧パーティクルボード	
流し	陶器流し	
付属品	水栓(台付3方口)	
積載荷重	100kg/m ²	

Spec.


Table top	Cyphus (synthetic resin), P.P. edging, entire thickness 30mm
Base unit	Both sides decorative particle board
Sink	Ceramic sink
Accessory	Water faucet (3 way table top type x1)
Weight capacity	100kg/m ²

寸法図


G4-TM18/G4-TL18




G4-TM30/G4-TL30




G4-TM24/G4-TL24




G4-TM36/G4-TL36



Type : M




Type : L



配管立ち上がり

Service and roughing-in details



※点線内：配管立ち上がり許容範囲
 W 給水 D 排水 AC 電気
 *In the dotted-line: Piping space
 W: Water D: Waste AC: E 100V

G4-S ステンレス流し



G4-SL36

Model	Type	Dimensions (mm)			Weight (approx.kg)	Code
		W	D	H		
G4-SM24	M	2400	1200	800	266	311-18090-01
G4-SM30		3000			316	311-18091-01
G4-SM36		3600			390	311-18092-01
G4-SM42		4200			434	311-18093-01
G4-SL24	L	2400	1500	800	292	311-18094-01
G4-SL30		3000			346	311-18095-01
G4-SL36		3600			424	311-18096-01
G4-SL42		4200			473	311-18097-01

本体高さ900mmのタイプも特注にて対応可能です。
900mm height types are available on custom order.

仕様


天板	サイファス ポリプロピレン製エッジ 30mm厚
本体	両面化粧パーティクルボード
流し	1槽ステンレス流し
付属品	水栓(台付3方口)
積載荷重	100kg/m ²

Spec.


Table top	Cyphus (synthetic resin), P.P. edging, entire thickness 30mm
Base unit	Both sides decorative particle board
Sink	One single-sided stainless steel sink with a drain trap
Accessory	Water faucet (3 way table top type x1)
Weight capacity	100kg/m ²

寸法図


G4-SM24/G4-SL24



G4-SM36/G4-SL36




Type : M




配管立ち上がり

Service and roughing-in details




※点線内：配管立ち上がり許容範囲
W 給水 D 排水 AC 電気
*In the dotted-line: Piping space
W: Water D: Waste AC: E 100V


G4-SM30/G4-SL30



G4-SM42/G4-SL42



Type : L



G4-C 中央流し



G4-CL36

- 概要・ガイド
- スチール製実験台
- 中央実験台
- フレーム中央実験台
- サイド実験台
- フレームサイド実験台
- 実験台用ユーティリティ
- 装置台・昇降台・作業台
- 除振台・天秤台
- 流し台
- 関連オプション

Model	Type	Dimensions (mm)			Weight (approx.kg)	Code
		W	D	H		
G4-CM36	M	3600	1200	800	387	311-18098-01
G4-CM42		4200			431	311-18099-01
G4-CL36	L	3600	1500		419	311-18100-01
G4-CL42		4200			467	311-18101-01

本体高さ900mmのタイプも特注にて対応可能です。
 900mm height types are available on custom order.

仕様


天板	サイファス ポリプロピレン製エッジ 30mm厚
本体	両面化粧パーティクルボード
流し	2槽両面式ステンレス流し フラットタイプ
付属品	水栓 (Mタイプ：台付4方口 Lタイプ：台付2方口×2)
積載荷重	100kg/m ²

Spec.


Table top	Cyphus (synthetic resin), P.P. edging, entire thickness 30mm
Base unit	Both sides decorative particle board
Sink	One double-sided stainless sink with two drain traps
Accessory	Water faucet ((M type) 4 way table top type x1, [L type] 2 way table top type x2)
Weight capacity	100kg/m ²

寸法図


G4-CM36/G4-CL36




Type : M



G4-CM42/G4-CL42




Type : L




配管立ち上がり

Service and roughing-in details

Type : M



Type : L



※点線内：配管立ち上がり許容範囲
 W 給水 D 排水 AC 電気
 *In the dotted-line: Piping space
 W : Water D : Waste AC : E 100V

※点線内：配管立ち上がり許容範囲
 W 給水 D 排水 AC 電気
 *In the dotted-line: Piping space
 W : Water D : Waste AC : E 100V

- 01 ドラフトチャンバー
- 02 排ガス処理装置
- 03 排風機
- 04 実験台
- 05 戸棚・薬品庫・ワゴン
- 06 クリーン・ハザード・環境試験施設/機器
- 07 動物関連施設/機器
- 08 医学研究・検査施設
- 09 廃水処理装置
- 10 機器移送・メンテナンス
- 11 技術資料
- 12 さくいん