

G5-N



G5-NL30

- 概要・ガイド
- スチール製実験台
- 中央実験台
- フレーム中央実験台
- サイド実験台
- フレームサイド実験台
- 実験台用ユーティリティ
- 装置台・昇降台・作業台
- 除振台・天秤台
- 流し台
- 関連オプション

Model	Type	Dimensions(mm)			Weight (approx.kg)	Code
		W	D	H		
G5-NM24	M	2400	1200	800	254	311-18102-01
G5-NM30		3000			298	311-18103-01
G5-NL24	L	2400	1500		275	311-18104-01
G5-NL30		3000			323	311-18105-01

本体高さ900mmのタイプも特注にて対応可能です。
900mm height types are available on custom order.

仕様


天板	サイファス ポリプロピレン製エッジ 30mm厚
本体	両面化粧パーティクルボード
積載荷重	100kg/m ²

Spec.


Table top	Cyphus (synthetic resin), P.P. edging, entire thickness 30mm
Base unit	Both sides decorative particle board
Weight capacity	100kg/m ²

寸法図

G5-NM24/G5-NL24




Type : M




配管立ち上がり

Service and roughing-in details




※点線内：配管立ち上がり許容範囲
AC 電気
*In the dotted-line : Piping space
AC : E 100V

G5-NM30/G5-NL30



Type : L



G5-T 陶器流し



G5-TL30

- 概要・ガイド
- スチール製実験台
- 中央実験台
- フレーム中央実験台
- サイド実験台
- フレームサイド実験台
- 実験台用ユーティリティ
- 装置台・昇降台・作業台
- 除振台・天秤台
- 流し台
- 関連オプション

Model	Type	Dimensions(mm)			Weight (approx.kg)	Code
		W	D	H		
G5-TM24	M	2400	1200	800	279	311-18106-01
G5-TM30		3000			323	311-18107-01
G5-TL24	L	2400	1500		300	311-18108-01
G5-TL30		3000			348	311-18109-01

本体高さ900mmのタイプも特注にて対応可能です。
 900mm height types are available on custom order.

仕様


天板	サイファス ポリプロピレン製エッジ 30mm厚
本体	両面化粧パーティクルボード
流し	陶器流し
付属品	水栓(台付3方口)
積載荷重	100kg/m ²

Spec.


Table top	Cyphus (synthetic resin), P.P. edging, entire thickness 30mm
Base unit	Both sides decorative particle board
Sink	Ceramic sink
Accessory	Water faucet (3 way table top type x1)
Weight capacity	100kg/m ²

寸法図

G5-TM24/G5-TL24




Type : M




配管立ち上がり

Service and roughing-in details




※点線内：配管立ち上がり許容範囲
 W 給水 D 排水 AC 電気
 *In the dotted-line: Piping space
 W: Water D: Waste AC: E 100V

G5-TM30/G5-TL30



Type : L



- 01 ドラフトチャンバー
- 02 排ガス処理装置
- 03 排風機
- 04 実験台
- 05 戸棚・薬品庫・ワゴン
- 06 クリーン・ハザード・環境試験施設/機器
- 07 動物関連施設/機器
- 08 医学研究・検査施設
- 09 廃水処理装置
- 10 機器移送・メンテナンス
- 11 技術資料
- 12 さくいん

G5-S 開き戸 ステンレス流し



G5-SL36

概要・ガイド
スチール製実験台
中央実験台
フレーム中央実験台
サイド実験台
フレームサイド実験台
実験台用ユーティリティ
装置台・昇降台・作業台
除振台・天秤台
流し台
関連オプション

Model	Type	Dimensions (mm)			Weight (approx.kg)	Code
		W	D	H		
G5-SM30	M	3000	1200	800	308	311-18110-01
G5-SM36		3600			352	311-18111-01
G5-SL30	L	3000	1500	800	338	311-18112-01
G5-SL36		3600			386	311-18113-01

本体高さ900mmのタイプも特注にて対応可能です。
900mm height types are available on custom order.

仕様


天板	サイファス ポリプロピレン製エッジ 30mm厚
本体	両面化粧パーティクルボード
流し	1槽ステンレス流し
付属品	水栓(台付3方口)
積載荷重	100kg/m ²

Spec.


Table top	Cyphus (synthetic resin), P.P. edging, entire thickness 30mm
Base unit	Both sides decorative particle board
Sink	One single-sided stainless sink with a drain trap
Accessory	Water faucet (3 way table top type x1)
Weight capacity	100kg/m ²

寸法図


G5-SM30/G5-SL30




Type : M



G5-SM36/G5-SL36




Type : L



配管立ち上がり

Service and roughing-in details



※点線内：配管立ち上がり許容範囲
W 給水 D 排水 AC 電気
*In the dotted-line: Piping space
W: Water D: Waste AC: E 100V