

G7-N 引き違い戸



G7-NL30

概要・ガイド
スチール製実験台
中央実験台
フレーム中央実験台
サイド実験台
フレームサイド実験台
実験台用ユーティリティ
装置台・昇降台・作業台
除振台・天秤台
流し台
関連オプション

Model	Type	Dimensions(mm)			Weight (approx.kg)	Code
		W	D	H		
G7-NM18	M	1800	1200	800	184	311-18122-01
G7-NM24		2400			228	311-18123-01
G7-NM30		3000			296	311-18124-01
G7-NM36		3600			340	311-18125-01
G7-NL18	L	1800	1500	800	201	311-18126-01
G7-NL24		2400			249	311-18127-01
G7-NL30		3000			321	311-18128-01
G7-NL36		3600			370	311-18129-01

本体高さ900mmのタイプも特注にて対応可能です。
900mm height types are available on custom order.

仕様


天板	サイファス ポリプロピレン製エッジ	30mm厚
本体	両面化粧パーティクルボード	
積載荷重	100kg/m ²	

Spec.


Table top	Cyphus (synthetic resin), P.P. edging, entire thickness 30mm
Base unit	Both sides decorative particle board
Weight capacity	100kg/m ²

寸法図


G7-NM18/G7-NL18



G7-NM30/G7-NL30




Type : M




配管立ち上がり

Service and roughing-in details




※点線内：配管立ち上がり許容範囲
AC 電気
*In the dotted-line: Piping space
AC: E 100V


G7-NM24/G7-NL24



G7-NM36/G7-NL36



Type : L



G7-T 陶器流し



G7-TL30

Model	Type	Dimensions (mm)			Weight (approx.kg)	Code
		W	D	H		
G7-TM18	M	1800	1200	800	209	311-18130-01
G7-TM24		2400			253	311-18131-01
G7-TM30		3000			321	311-18132-01
G7-TM36		3600			365	311-18133-01
G7-TL18	L	1800	1500	800	226	311-18134-01
G7-TL24		2400			274	311-18135-01
G7-TL30		3000			346	311-18136-01
G7-TL36		3600			395	311-18137-01

本体高さ900mmのタイプも特注にて対応可能です。
 900mm height types are available on custom order.

仕様


天板	サイファス ポリプロピレン製エッジ	30mm厚
本体	両面化粧パーティクルボード	
流し	陶器流し	
付属品	水栓(台付3方口)	
積載荷重	100kg/m ²	

Spec.


Table top	Cyphus (synthetic resin), P.P. edging, entire thickness 30mm
Base unit	Both sides decorative particle board
Sink	Ceramic sink
Accessory	Water faucet (3 way table top type x1)
Weight capacity	100kg/m ²

寸法図


G7-TM18/G7-TL18



G7-TM30/G7-TL30




Type : M




配管立ち上がり


Service and roughing-in details




G7-TM24/G7-TL24



G7-TM36/G7-TL36



Type : L



※点線内：配管立ち上がり許容範囲
 W 給水 D 排水 AC 電気
 *In the dotted-line: Piping space
 W: Water D: Waste AC: E 100V

概要・ガイド
 スチール製実験台
 中央実験台
 フレーム中央実験台
 サイド実験台
 フレームサイド実験台
 実験台用ユーティリティ
 装置台・昇降台・作業台
 除振台・天秤台
 流し台
 関連オプション

01 ドラフトチャンバー
 02 排ガス処理装置
 03 排風機
 04 実験台
 05 戸棚・薬品庫・ワゴン
 06 クリーン・ハザード・環境試験施設/機器

07 動物関連施設/機器
 08 医学研究・検査施設
 09 廃水処理装置
 10 機器移送・メンテナンス
 11 技術資料
 12 さくいん