

## G9-N 引き違い戸



G9-NL30



伸出し板付

- 概要・ガイド
- スチール製実験台
- 中央実験台
- フレーム中央実験台
- サイド実験台
- フレームサイド実験台
- 実験台用ユーティリティー
- 装置台・昇降台・作業台
- 除振台・天秤台
- 流し台
- 関連オプション

Model	Type	Dimensions(mm)			Weight (approx.kg)	Code
		W	D	H		
G9-NM18	M	1800	1200	800	214	311-18138-01
G9-NM24		2400			264	311-18139-01
G9-NM30		3000			332	311-18140-01
G9-NM36		3600			376	311-18141-01
G9-NL18	L	1800	1500	800	231	311-18142-01
G9-NL24		2400			285	311-18143-01
G9-NL30		3000			357	311-18144-01
G9-NL36		3600			406	311-18145-01

本体高さ900mmのタイプも特注にて対応可能です。  
900mm height types are available on custom order.

## 仕様


天板	サイファス ポリプロピレン製エッジ	30mm厚
本体	両面化粧パーティクルボード	
積載荷重	100kg/m <sup>2</sup>	

## Spec.


Table top	Cyphus (synthetic resin), P.P. edging, entire thickness 30mm
Base unit	Both sides decorative particle board
Weight capacity	100kg/m <sup>2</sup>

## 寸法図


## G9-NM18/G9-NL18



## G9-NM30/G9-NL30




## Type : M




## 配管立ち上がり

## Service and roughing-in details




※点線内：配管立ち上がり許容範囲  
AC 電気  
\*In the dotted-line: Piping space  
AC : E 100V


## G9-NM24/G9-NL24



## G9-NM36/G9-NL36




## Type : L



# G9-T 陶器流し



G9-TL30



伸出し板付

Model	Type	Dimensions (mm)			Weight (approx.kg)	Code
		W	D	H		
G9-TM18	M	1800	1200	800	239	311-18146-01
G9-TM24		2400			289	311-18147-01
G9-TM30		3000			357	311-18148-01
G9-TM36		3600			401	311-18149-01
G9-TL18	L	1800	1500	800	256	311-18150-01
G9-TL24		2400			310	311-18151-01
G9-TL30		3000			382	311-18152-01
G9-TL36		3600			431	311-18153-01

本体高さ900mmのタイプも特注にて対応可能です。  
900mm height types are available on custom order.

## 仕様


天板	サイファス ポリプロピレン製エッジ	30mm厚
本体	両面化粧パネチクルボード	
流し	陶器流し	
付属品	水栓(台付3方口)	
積載荷重	100kg/m <sup>2</sup>	

## Spec.


Table top	Cyphus (synthetic resin), P.P. edging, entire thickness 30mm
Base unit	Both sides decorative particle board
Sink	Ceramic sink
Accessory	Water faucet (3 way table top type x1)
Weight capacity	100kg/m <sup>2</sup>

## 寸法図


G9-TM18/G9-TL18



G9-TM30/G9-TL30




Type : M




配管立ち上がり


Service and roughing-in details




G9-TM24/G9-TL24



G9-TM36/G9-TL36



Type : L



※点線内：配管立ち上がり許容範囲  
W 給水 D 排水 AC 電気  
\*In the dotted-line: Piping space  
W : Water D : Waste AC : E 100V

## G9-S 引き違い戸 ステンレス流し



G9-SL36



伸出し板付

- 概要・ガイド
- スチール製実験台
- 中央実験台
- フレーム中央実験台
- サイド実験台
- フレームサイド実験台
- 実験台用ユーティリティ
- 装置台・昇降台・作業台
- 除振台・天秤台
- 流し台
- 関連オプション

Model	Type	Dimensions(mm)			Weight (approx.kg)	Code
		W	D	H		
G9-SM24	M	2400	1200	800	268	311-18154-01
G9-SM30		3000			311-18155-01	
G9-SM36		3600			311-18156-01	
G9-SM42		4200			311-18157-01	
G9-SL24	L	2400	1500	800	294	311-18158-01
G9-SL30		3000			311-18159-01	
G9-SL36		3600			311-18160-01	
G9-SL42		4200			311-18161-01	

本体高さ900mmのタイプも特注にて対応可能です。  
900mm height types are available on custom order.

## 仕様


天板	サイファス ポリプロピレン製エッジ 30mm厚
本体	両面化粧/パーティクルボード
流し	1槽ステンレス流し
付属品	水栓(台付3方口)
積載荷重	100kg/m <sup>2</sup>

## Spec.


Table top	Cyphus (synthetic resin), P.P. edging, entire thickness 30mm
Base unit	Both sides decorative particle board
Sink	One single-sided stainless sink with a drain trap
Accessory	Water faucet (3 way table top type x1)
Weight capacity	100kg/m <sup>2</sup>

## 寸法図


G9-SM24/G9-SL24




G9-SM36/G9-SL36




G9-SM30/G9-SL30




G9-SM42/G9-SL42



## Type : M




## Type : L



## 配管立ち上がり

## Service and roughing-in details




※点線内：配管立ち上がり許容範囲  
W 給水 D 排水 AC 電気  
\*In the dotted-line : Piping space  
W : Water D : Waste AC : E 100V

# G9-C 中央流し



G9-CL36



伸出し板付

概要・ガイド  
スチール製  
実験台

中央実験台

フレーム中央  
実験台

サイド実験台

フレームサイド  
実験台

実験台用  
ユーティリティ

装置台・昇降台・  
作業台

除振台・天秤台

流し台

関連オプション

Model	Type	Dimensions(mm)			Weight (approx.kg)	Code
		W	D	H		
G9-CM36 G9-CM42	M	3600	1200	800	383	311-18162-01
		4200			427	311-18163-01
G9-CL36 G9-CL42	L	3600	1500	800	415	311-18164-01
		4200			464	311-18165-01

本体高さ900mmのタイプも特注にて対応可能です。  
900mm height types are available on custom order.

## 仕様

天板	サイファス ポリプロピレン製エッジ 30mm厚
本体	両面化粧/パーティクルボード
流し	2槽両面式ステンレス流し フラットタイプ
付属品	水栓(Mタイプ：台付4方口 Lタイプ：台付2方口×2)
積載荷重	100kg/m <sup>2</sup>

## Spec.

Table top	Cyphus (synthetic resin), P.P edging, entire thickness 30mm
Base unit	Both sides decorative particle board
Sink	One double-sided stainless sink with two drain traps
Accessory	Water faucet (M type) 4 way table top type x1, [L type] 2 way table top type x2)
Weight capacity	100kg/m <sup>2</sup>

01  
ドラフト  
チャンバー

02  
排ガス  
処理装置

03  
排風機

04  
実験台

05  
戸棚・薬品庫・  
ワゴン

06  
クリーン・ハザード・  
環境試験施設/機器

07  
動物関連  
施設/機器

08  
医学研究・  
検査施設

09  
廃水処理  
装置


10  
機器移送・  
メンテナンス

11  
技術資料


12  
ざくいん

## 寸法図

### G9-CM36/G9-CL36




### Type : M




## 配管立ち上がり Service and roughing-in details


### Type : M



### Type : L



### G9-CM42/G9-CL42



### Type : L

