

※コーナーR・コンセントボックスについてはP.229をご参照ください。

# S1-FA 開き戸



S1-FA18

Model	Dimensions(mm)			Weight (approx.kg)	Code
	W	D	H		
S1-FA4.5R S1-FA4.5L	450	750	800	33	311-18514-01 311-18515-01
S1-FA6R S1-FA6L	600				311-18516-01 311-18517-01
S1-FA9 S1-FA12	900 1200			311-18518-01 311-18519-01	
S1-FA15R S1-FA15L	1500			311-18520-01 311-18521-01	
S1-FA18 S1-FA21 S1-FA24 S1-FA30	1800 2100 2400 3000			311-18522-01 311-18523-01 311-18524-01 311-18525-01	

本体高さ900mmのタイプも特注にて対応可能です。  
900mm height types are available on custom order.


### 仕様

天板	サイファス ポリプロピレン製エッジ	30mm厚
本体	両面化粧パーティクルボード	
積載荷重	100kg/m <sup>2</sup>	

### Spec.

Table top	Cyphus (synthetic resin), P.P. edging, entire thickness 30mm
Base unit	Both sides decorative particle board
Weight capacity	100kg/m <sup>2</sup>

### 寸法図



# S1-PF 片袖引き出し



S1-PF18L

Model	Dimensions(mm)			Weight (approx.kg)	Code
	W	D	H		
S1-PF15R S1-PF15L	1500	750	800	95	311-18526-01 311-18527-01
S1-PF18R S1-PF18L	1800				311-18528-01 311-18529-01
S1-PF24R S1-PF24L	2400			311-18530-01 311-18531-01	
S1-PF30R S1-PF30L	3000			311-18532-01 311-18533-01	

本体高さ900mmのタイプも特注にて対応可能です。  
900mm height types are available on custom order.


### 仕様

天板	サイファス ポリプロピレン製エッジ	30mm厚
本体	両面化粧パーティクルボード	
積載荷重	100kg/m <sup>2</sup>	

### Spec.

Table top	Cyphus (synthetic resin), P.P. edging, entire thickness 30mm
Base unit	Both sides decorative particle board
Weight capacity	100kg/m <sup>2</sup>

### 寸法図



\*商品によっては、送料や据え付け費用が必要となる場合もございます。詳細はお問い合わせください。

概要・ガイド  
スチール製実験台  
中央実験台  
フレーム中央実験台  
サイド実験台  
フレームサイド実験台  
実験台用ユーティリティ  
装置台・昇降台・作業台  
除振台・天秤台  
流し台  
関連オプション

01 ドラフトチャンバー  
02 排ガス処理装置  
03 排風機  
04 実験台  
05 戸棚・薬品庫・ワゴン  
06 クリーン・ハザード・環境試験施設/機器  
07 動物関連施設/機器  
08 医学研究・検査施設  
09 廃水処理装置  
10 機器移送・メンテナンス  
11 技術資料  
12 さくいん