

S2-GB 両袖引き出し



S2-GB18

Model	Dimensions (mm)			Weight (approx.kg)	Code
	W	D	H		
S2-GB18	1800	750	800	117	311-18503-01
S2-GB21	2100			131	311-18504-01
S2-GB24	2400			142	311-18505-01
S2-GB30	3000			181	311-18506-01

本体高さ900mmのタイプも特注にて対応可能です。
900mm height types are available on custom order.

仕様

天板 サイファス ポリプロピレン製エッジ 30mm厚

本体 両面化粧パーティクルボード

積載荷重 100kg/m²


Spec.

Table top Cyphus (synthetic resin), P.P. edging, entire thickness 30mm

Base unit Both sides decorative particle board

Weight capacity 100kg/m²

寸法図



S1-PA 引き出し



S1-PA18

Model	Dimensions (mm)			Weight (approx.kg)	Code
	W	D	H		
S1-PA4.5	450	750	800	34	311-18507-01
S1-PA6	600			42	311-18508-01
S1-PA9	900			65	311-18509-01
S1-PA12	1200			80	311-18510-01
S1-PA18	1800			118	311-18511-01
S1-PA24	2400			153	311-18512-01
S1-PA30	3000			190	311-18513-01

本体高さ900mmのタイプも特注にて対応可能です。
900mm height types are available on custom order.

仕様

天板 サイファス ポリプロピレン製エッジ 30mm厚

本体 両面化粧パーティクルボード

積載荷重 100kg/m²


Spec.

Table top Cyphus (synthetic resin), P.P. edging, entire thickness 30mm

Base unit Both sides decorative particle board

Weight capacity 100kg/m²

寸法図



概要・ガイド

スチール製実験台

中央実験台

フレーム中央実験台

サイド実験台

フレームサイド実験台

実験台用ユーティリティ

装置台・昇降台・作業台

除振台・天秤台

流し台

関連オプション

01

ドラフトチャンバー

02

排ガス処理装置

03

排風機

04

実験台

05

戸棚・薬品庫・ワゴン

06

クリーン・ハザード・環境試験施設/機器

07

動物関連施設/機器

08

医学研究・検査施設

09

廃水処理装置

10

機器移設・メンテナンス

11

技術資料

12

さくいん