

S1-KA 開き戸



S1-KA18

Model	Dimensions (mm)			Weight (approx.kg)	Code
	W	D	H		
S1-KA4.5R S1-KA4.5L	450	750	800	31	311-18483-01 311-18484-01
S1-KA6R S1-KA6L	600				37
S1-KA9 S1-KA12	900 1200			54 66	
S1-KA15R S1-KA15L	1500				87
S1-KA18 S1-KA21 S1-KA24 S1-KA30	1800 2100 2400 3000			103 118 125 165	

本体高さ900mmのタイプも特注にて対応可能です。
900mm height types are available on custom order.


仕様

天板	サイファス ポリプロピレン製エッジ	30mm厚
本体	両面化粧パーティクルボード	
積載荷重	100kg/m ²	

Spec.

Table top	Cyphus (synthetic resin), P.P. edging, entire thickness 30mm
Base unit	Both sides decorative particle board
Weight capacity	100kg/m ²

寸法図



S1-PK 片袖引き出し



S1-PK18R

Model	Dimensions (mm)			Weight (approx.kg)	Code
	W	D	H		
S1-PK15R S1-PK15L	1500	750	800	92	311-18495-01 311-18496-01
S1-PK18R S1-PK18L	1800				104
S1-PK24R S1-PK24L	2400			138	
S1-PK30R S1-PK30L	3000				162

本体高さ900mmのタイプも特注にて対応可能です。
900mm height types are available on custom order.


仕様

天板	サイファス ポリプロピレン製エッジ	30mm厚
本体	両面化粧パーティクルボード	
積載荷重	100kg/m ²	

Spec.

Table top	Cyphus (synthetic resin), P.P. edging, entire thickness 30mm
Base unit	Both sides decorative particle board
Weight capacity	100kg/m ²

寸法図



- 01 ドラフトチャンバー
- 02 排ガス処理装置
- 03 排風機
- 04 実験台
- 05 戸棚・薬品庫・ワゴン
- 06 クリーン・ハザード・環境試験施設/機器
- 07 動物関連施設/機器
- 08 医学研究・検査施設
- 09 廃水処理装置
- 10 機器移送・メンテナンス
- 11 技術資料
- 12 さくいん

- 概要・ガイド
- スチール製実験台
- 中央実験台
- フレーム中央実験台
- サイド実験台
- フレームサイド実験台
- 実験台用ユーティリティ
- 装置台・昇降台・作業台
- 除振台・天秤台
- 流し台
- 関連オプション