

S1-SB 引き違い戸



S1-SB18

Model	Dimensions (mm)			Weight (approx.kg)	Code
	W	D	H		
S1-SB9	900	750	800	54	311-18541-01
S1-SB12	1200			66	311-18542-01
S1-SB18	1800			103	311-18543-01
S1-SB24	2400			125	311-18544-01

本体高さ900mmのタイプも特注にて対応可能です。
900mm height types are available on custom order.


仕様

天板	サイファス ポリプロピレン製エッジ	30mm厚
本体	両面化粧パーティクルボード	
積載荷重	100kg/m ²	

Spec.

Table top	Cyphus (synthetic resin), P.P. edging, entire thickness 30mm
Base unit	Both sides decorative particle board
Weight capacity	100kg/m ²

寸法図



- 概要・ガイド
- スチール製実験台
- 中央実験台
- フレーム中央実験台
- サイド実験台
- フレームサイド実験台
- 実験台用ユーティリティ
- 装置台・昇降台・作業台
- 除振台・天秤台
- 流し台
- 関連オプション

01
ドラフト
チャンバー02
排ガス
処理装置03
排風機04
実験台05
戸棚・薬品庫・
ワゴン06
クリーン・ハガード・
環境試験施設/機器07
動物関連
施設/機器08
医学研究・
検査施設09
廃水処理
装置10
機器移設・
メンテナンス11
技術資料12
さくいん

S1-SK 片袖引き出し



S1-SK18R

Model	Dimensions (mm)			Weight (approx.kg)	Code
	W	D	H		
S1-SK15R S1-SK15L	1500	750	800	92	311-18545-01 311-18546-01
S1-SK18R S1-SK18L	1800			104	311-18547-01 311-18548-01

本体高さ900mmのタイプも特注にて対応可能です。
900mm height types are available on custom order.

仕様

天板	サイファス ポリプロピレン製エッジ	30mm厚
本体	両面化粧パーティクルボード	
積載荷重	100kg/m ²	

Spec.

Table top	Cyphus (synthetic resin), P.P. edging, entire thickness 30mm
Base unit	Both sides decorative particle board
Weight capacity	100kg/m ²

寸法図

