

S2-GA 両袖引き出し



S2-GA18

Model	Dimensions(mm)			Weight (approx.kg)	Code
	W	D	H		
S2-GA18	1800	750	800	114	311-18476-01
S2-GA21	2100			128	311-18477-01
S2-GA24	2400			139	311-18478-01
S2-GA30	3000			175	311-18479-01

本体高さ900mmのタイプも特注にて対応可能です。
900mm height types are available on custom order.

仕様


天板	サイファス ポリプロピレン製エッジ	30mm厚
本体	両面化粧パーティクルボード	
積載荷重	100kg/m ²	

Spec.

Table top	Cyphus (synthetic resin), P.P. edging, entire thickness 30mm
Base unit	Both sides decorative particle board
Weight capacity	100kg/m ²

- 概要・ガイド
- スチール製実験台
- 中央実験台
- フレーム中央実験台
- サイド実験台
- フレームサイド実験台
- 実験台用ユーティリティ・装置台・昇降台・作業台
- 除振台・天秤台
- 流し台
- 関連オプション

寸法図



S2-PK 中央引き出し



S2-PK18

Model	Dimensions(mm)			Weight (approx.kg)	Code
	W	D	H		
S2-PK18	1800	750	800	108	311-18480-01
S2-PK24	2400			138	311-18481-01
S2-PK30	3000			162	311-18482-01

本体高さ900mmのタイプも特注にて対応可能です。
900mm height types are available on custom order.

仕様

天板	サイファス ポリプロピレン製エッジ	30mm厚
本体	両面化粧パーティクルボード	
積載荷重	100kg/m ²	

Spec.

Table top	Cyphus (synthetic resin), P.P. edging, entire thickness 30mm
Base unit	Both sides decorative particle board
Weight capacity	100kg/m ²

寸法図



- 01 ドラフトチャンバー
- 02 排ガス処理装置
- 03 排風機
- 04 実験台
- 05 戸棚・薬品庫・ワゴン
- 06 クリーン・ハザード・環境試験施設/機器
- 07 動物関連施設/機器
- 08 医学研究・検査施設
- 09 廃水処理装置
- 10 機器移設・メンテナンス
- 11 技術資料
- 12 さくいん