

S3-DB 片袖引き出し



S3-DB15R

Model	Dimensions (mm)			Weight (approx.kg)	Code
	W	D	H		
S3-DB12R S3-DB12L	1200	750	800	71	311-18554-01 311-18555-01
S3-DB15R S3-DB15L	1500				

本体高さ900mmのタイプも特注にて対応可能です。
900mm height types are available on custom order.


仕様

天板	サイファス ポリプロピレン製エッジ	30mm厚
本体	両面化粧パーティクルボード	
積載荷重	100kg/m ²	

Spec.

Table top	Cyphus (synthetic resin), P.P. edging, entire thickness 30mm
Base unit	Both sides decorative particle board
Weight capacity	100kg/m ²

寸法図



S3-DC 片袖開き戸



S3-DC15

Model	Dimensions (mm)			Weight (approx.kg)	Code
	W	D	H		
S3-DC12 S3-DC15	1200 1500	750	800	68 79	311-18558-01 311-18559-01

本体高さ900mmのタイプも特注にて対応可能です。
900mm height types are available on custom order.

仕様

天板	サイファス ポリプロピレン製エッジ	30mm厚
本体	両面化粧パーティクルボード	
積載荷重	100kg/m ²	

Spec.

Table top	Cyphus (synthetic resin), P.P. edging, entire thickness 30mm
Base unit	Both sides decorative particle board
Weight capacity	100kg/m ²

寸法図

