


## 三眼生物顕微鏡 Panthera E2


### UC PLANレンズ搭載コストパフォーマンスモデル！

安定した大型新デザイン筐体採用のNEWモデルです。  
新設計ラックレスステージでコンパクト・スムーズな動作を実現しています。



対物レンズに高性能UCプラン  
アクロマートレンズ（防カビ  
加工）採用

※Panthera E2で頸部組織を観察（100倍）



コンパクトな新設計  
ラックレスステージ



クリティカル照明 LED



消し忘れ防止と点灯強度  
がわかる赤色LED



背面には持ち運びに便利  
な取っ手付き



電源コードが収納できる  
スペース

Cat.No	114-996
形名	<b>Panthera E2</b>
価格	<b>¥184,000 (税込¥202,400)</b>
総合倍率	40 ~ 1000× (オプション: 40 ~ 1500×)
接眼レンズ	UC-WF 10×/ 20mm 視度調整可
対物レンズ	UCプランアクロマートレンズ 4× 10× S40× S100×-oil
鏡筒形式	ジードトップ式 三眼25°傾斜鏡筒 三眼分配比率 50 : 50
焦準装置	ラックピニオン式粗動/ギア駆動式微動 微動最小目盛り2μm
ステージ	ラックレスメカニカルステージ スライド1枚保持
照明装置	クリティカル照明 LED 6V/1W
大きさ・重さ	W218×D400×H400mm 約7.5kg
付属品	接眼鏡用キャップ 三眼部キャップ 目当てゴム 油浸用オイル ダストカバー 六角レンチ (2.5mm) 電源コード (本体収納)

■ 補充部品

190063 接眼レンズ UC-WF10×/20mm	¥13,000 (税込¥14,300)
190024 対物レンズ UC PLAN 4x	¥15,000 (税込¥16,500)
190025 対物レンズ UC PLAN 10x	¥18,000 (税込¥19,800)
190027 対物レンズ UC PLAN 40x	¥25,000 (税込¥27,500)
190029 対物レンズ UC PLAN 100x oil	¥35,000 (税込¥38,500)
190052 電源ケーブル	¥1,500 (税込¥1,650)
190117 油浸オイル	¥1,000 (税込¥1,100)

■ オプション


190032 接眼レンズ N-WF15×/16mm	¥20,000 (税込¥22,000)
190021 暗視野用スライダー	¥18,000 (税込¥19,800)
190679 ポラライザー	¥6,000 (税込¥6,600)
190022 アナライザー	¥7,000 (税込¥7,700)
196839 Cマウントカメラアダプタ 0.35×	¥34,000 (税込¥37,400)
196836 Cマウントカメラアダプタ 0.5×	¥19,000 (税込¥20,900)
196837 Cマウントカメラアダプタ 0.65×	¥19,000 (税込¥20,900)
196838 Cマウントカメラアダプタ 1×	¥19,000 (税込¥20,900)
190049 位相差コンデンサ 暗視野付	¥68,000 (税込¥74,800)
190020 芯出し望遠鏡	¥15,000 (税込¥16,500)
190701 グリーンフィルター	¥2,000 (税込¥2,200)
190014 位相差対物レンズ UC PH 10× Ph1	¥30,000 (税込¥33,000)
190045 位相差対物レンズ UC PH 20× Ph2	¥35,000 (税込¥38,500)
190015 位相差対物レンズ UC PH 40× Ph2	¥58,000 (税込¥63,800)
190046 位相差対物レンズ UC PH 100×-oil Ph3	¥75,000 (税込¥82,500)
190017 位相差スライダー 3-Position	¥12,000 (税込¥13,200)
190019 位相差スライダー Ph2	¥11,000 (税込¥12,100)
190047 位相差スライダー Ph3	¥11,000 (税込¥12,100)

**Panthera E2にデジタルカメラシステム  
BMH-1080Mを搭載**

**HDMIデジタルマイクروسコープ  
Panthera E2-1080M**

Cat.No.114-9963 ¥404,000 (税込¥444,400)

- ・より見やすい11.6インチ大型ディスプレイ搭載。
- ・SDカードスロット搭載。静止画や動画の保存が可能。
- ・USBとHDMI同時出力可能 (USBは200万画素のPC出力)。
- ・PC経由では表示できない高速ライブ映像表示が可能。



顕微鏡に関する技術的なご相談は ☎ 0120-376-673 FAX.03-6854-0275 E-mail : soudan@shimadzu-rika.co.jp

**株式会社 島津理化** <https://www.shimadzu-rika.co.jp/>

東日本営業部 東京 TEL 03-6854-0210 札幌 TEL 011-758-0788  
仙台 TEL 022-380-8950  
西日本営業部 大阪 TEL 06-6375-2551 名古屋 TEL 052-857-9176  
広島 TEL 082-207-3097 福岡 TEL 092-271-1418  
海外事業部 TEL 03-6854-0261

本社 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 1-32 出版クラブビル